



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Care Assist Rails / Stöd- vändhandtag
90702

User Manual / Bruksanvisning



Content

ENGLISH

User Manual	3
Compliances and Standards	4
Technical Specifications	5
Responsibility of users	5
Safety Advice	6
Intended Use	7
Assembly/Disassembly Instructions	8
Operation Instructions	12
Maintenance and Service	13
Recycling	13

Innehåll

SVENSKA

Bruksanvisning	14
Överensstämmelse och standard	15
Tekniska specifikationer	16
Användarnas ansvar	16
Säkerhetsråd	17
Avsedd användning	18
Monteringsanvisningar	19
Användarinstruktioner	23
Underhåll och service	23
Återvinning	23

User Manual



Important!

You must read the user manual for the bed as well as the user manual for the accessory prior to usage. Keep this booklet and information handy for future use.

Symbols



WARNING symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury to the user or damage to property and/or the device itself.



INFORMATION symbol indicates recommendations and information for proper, trouble-free usage.



WEIGHT CAPACITY symbol indicates maximum user weight for the product. Do not exceed this weight in any circumstance.



CE MARKING symbol indicates product meets requirements of EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU Regulation 2017/745 (MDR).



MEDICAL DEVICE symbol indicates that the product is a medical device according to the definition of medical device in EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU Regulation 2017/745 (MDR).



RECYCLE according to local regulations.



READ INSTRUCTIONS and ensure you fully understand them before using this product.



Product modification is not permitted.
Before use, always check that the product is not damaged or worn.

Human Care's products are continuously being developed and updated to provide our customers with the highest quality. We reserve the right to make design changes without prior notice.

Always make sure that you have the most recent version of the manual which is available for downloading from our website at www.humancaregroup.com.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

Notice to user/patient in case of serious incident

Any serious incident that has occurred in relation to the product, should be reported to the local contact, who reports to the manufacturer, and the competent authority of the country in which the user/patient is established.

Compliances and Standards

Human Care is an ISO 13485:2016 certified Swedish medical device company. The Quality Management System is in compliance with US 21 CFR part 820.

The product is CE marked in accordance with EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU

Regulation 2017/745 (MDR), as class I medical device.

The CE mark is on the product.

This bed complies with all requirements of the IEC/ISO International Standards: IEC 60601-2-52:2009

This User Manual informs you, as the operator, and your users, about the product features, assembly and operating functions necessary to ensure ease of operation, and safe handling of this product in its normal and expected environment.

You should therefore also regard this User Manual, as a practical reference book, to be kept near the product and readily available at all times, for anyone involved in its use or operation.

Is a warning triangle used for situations which require extra care and attention.

CAUTION!

Do not assemble or operate the bed accessory, before reading this manual, as personal injury or damage to product may occur!

Please contact Human Care in the event of any uncertainties or questions.



Product lifetime

The product's expected lifetime is ten (10) years, if the product is used as intended and maintained according to the manufacturer's instructions, depending on the intensity of use and maximum load applied during use. If the product label is no longer legible, the product should be discarded.

Technical Specifications

Specifications measurements (mm / inch)	
90702 (Care Assist Rail)	H x L: 375 mm x 250 mm / 14.6" x 9.8"
Distance from Care Assist Rail to Head board	365 mm / 14.4"

Responsibility of users

Instructions for the operator:

Please pay attention to your obligations, as the operator, in order to ensure the permanently safe operation of this medical product, minimising risks to the patient, user and/or third parties.

Any piece of technical equipment, electrical or otherwise, can prove hazardous, if not properly operated and maintained in accordance with its User Manual. It is recommended that you are informed of all operations and perform regular maintenance on equipment.

Definitions:

Operator

(e.g.: clinic, hospital, hospital management, nursing home), is every natural or legal person with property rights over the bed (including when subject to hiring, rental or lease arrangements).

Responsibility for the safe operation of this bed accessory lies with the operator.

User

(specialist medical staff, nurses, doctors, attendants and care staff) are persons who, on the basis of their training, experience or thorough instruction, are entitled to operate the bed on their own responsibility, or to carry

out work on it, or who have received instruction in the handling of this bed. Furthermore, they are able to recognize and avoid possible hazards as well as assess the clinical condition of the patients.

Patient, Resident or Guest

In this manual, a patient is described as any person being ill, infirm, disabled, in need of care, or otherwise occupying this bed.

Each time the bed accessory is allocated, it is recommended that the patient is instructed in all the functions that are important for him/her, by the operator or user.

Safety Advice

Safety Symbol

In this manual the adjacent safety warning symbol is shown as:



This safety symbol does not replace all the written safety advice. You are instructed to read the safety advice and follow it precisely.

Safety for the operator

With the aid of this manual, which must be handed over together with the product, you must ensure that every user is instructed in the safe operation of the product before it is put into service for the first time.

Draw every user's attention to the possible hazards that can arise if the product is not used properly.

Pay attention to your obligations in order to ensure the permanently safe operation of this product to minimise all risks to the patient, user and/or third parties.

Regular preventative maintenance is the Operator's responsibility.

Only allow this product to be used by persons who have been instructed in its safe operation.

Make sure that stand-in or temporary staff are sufficiently well instructed in the safe operation of the product.

Safety advice for the user

Make sure that the operator instructs you in the safe operation of this product.

Each time, before using the product, check that it is in perfect working order.

Make sure that there are no obstacles (eg: bedside lockers, chairs, hoists, wall mounted fixtures, or equipment etc.) which could impede any adjusting or movement of the bed.

Intended Use

Care Assist Rails

Designed to facilitate patients safely in and out of bed, and or to reposition oneself in the bed. It is ergonomically designed to avoid the patient feeling restricted or restrained.

The Care Assist Rails come as a pair and are intended to be used together on the left and right hand side of the bed. However it is allowed to only assemble the left or the right alone, if needed.

Accessory intended for the following Floorline Beds

This accessory should only be used with Floorline models from Human Care with the article numbers in the below table.




It is important that only Human Care accessories are fitted to Human Care beds, as any incompatible accessories can create hazards.

Product Name	Article Number
Floorline-i EU	90300
Floorline-i AU	90301
Floorline-i US class 1	90302
Floorline-i UK	90303
Floorline-i Plus EU	90500
Floorline-i Plus AU class 1	90501
Floorline-i Plus AU	90502
Floorline-i Plus US class 1	90503
Floorline-i Plus UK	90504
Floorline LTC EU	90600
Floorline LTC EU wooden panel	90601
Floorline LTC UK	90602
Floorline LTC UK wooden panel	90603
Floorline LTC US class 1	90606
Floorline LTC US class 1 wooden panel	90607
Floorline LTC AU	90608
Floorline LTC AU wooden panel	90609

Care Assist Rail

Assembly/Disassembly Instructions

Care Assist Rail (90702)



Content:

Number	Description	Qty.
1	Care Assist Rail Left	1
2	Care Assist Rail Right	1
3	Set Screw M6 (Allen Key 3 mm)	4
4	Screw M8 (Allen Key)	4
5	Lock Nut M8	4
6	Washer d=12 mm	4
7	Washer d=16	4
8	Screw M5 (Allen Key)	4
9	Locking Nut M5	4



Assembly:

1. Fold up the bed's backrest to loosen the mattress retainer.



2. Unscrew the two screws with an allen key 3 mm.



3. Slide on the Care Assist Rail (1) onto the beds backrest.

****Make sure the holes of the care assist align with the holes in the backrest.**



make sure
the holes
align



Care Assist Rail

4. Place the screws (8) through the aligned holes.




5. Mount the Washer (6) and the Locking Nut (9) from the under side of the backrest by using a Wrench 8mm and an Allen Key 3 mm.



6. Place the two Screws M8 (4) in the inner holes of the backrest.



Screw M8
in the inner
holes



7. Mount the Washer (7) and the Locking Nut (5) from the under side of the backrest by using a Wrench 13mm and an Allen Key 5 mm.



8. Place the Set Screw M6 (3) in the outer holes of the under side of the Care Assist Rail.



9. Screw on the Set Screw (3) with an Allen Key 3mm.



10. Repeat these assembly instructions step 1-9 with the second Care Assist Rail on the opposite side.



11. The Care Assist Rails are now ready to use.

Operation Instructions

Using the Care Assist Rail:

The Care Assist Rails should be used as an aid when the patient is changing position in bed and when moving to / from bed.

The Care Assist Rails are easy to mount and sits stably on the bed. They can be mounted on the right or left side of the bed or together.

The Care Assist Rails are stable and made of a grip-friendly surface.

Maintenance and service

Inspection, care and maintenance check list

User inspections of this accessory should be carried out together with the Floorline bed every 6 months.

Check: See bed description, accessories and all functions	• Check for Damage/Cleanliness • Confirm Secure • Perform Adjustment/Cleaning	OK	Faults: Action Cleaning Parts to Order
VISUAL CHECK of the Components			
Nuts/Bolts, Screws/Pins, Hinges/ Mounts/Bushes-component fixing points	Wear/Damage, Tighten & Secure Clean & Free		
Painted steel components	Intact, Clean & Securely Fitted		
Labels: Serial Number, Service, User/ Service Manuals	In Place & Readable		
PERFORMANCE CHECK			
Accessories	Confirm Full Operation		
Inspector's Name:	Inspector's Signature:		
Inspection result:	Date:		

If any problem persists, please call the customer service in your country.

Recycling

The product is built mostly from steel, or stainless steel. The surfaces have been finished with an electro-coated powdercoating.

Incorrect disposal of this equipment and its component parts may produce substances that are hazardous to the environment. Dispose of in accordance with all applicable national and local regulations.

Bruksanvisning



Viktigt!

Du måste läsa bruksanvisningen för din enhet innan du använder den. Håll denna broschyr och information till hands för framtida användning.

Symbols



VARNING symbolen indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada eller skada på egendom och / eller själva enheten.



INFORMATION symbolen anger rekommendationer och information för korrekt och problemfri användning.



VIKTKAPACITET symbolen indikerar maximal användarvikt för produkten. Överskrid inte denna vikt under några omständigheter.



CE MARKING symbolen indikerar att produkten uppfyller kraven i EUs direktiv 93/42/EEC och/eller EUs förordning 2017/745.



MEDICAL DEVICE symbolen indikerar att produkten är medicinsk utrustning enligt definitionen av medicinsk utrustning i EUs direktiv 93/42/EEC (MDD) och / eller EU-förordningen 2017/745 (MDR).



ÅTERVINNING enligt lokala föreskrifter.



LÄS INSTRUKTIONER och se till att du förstår dem innan du använder den här produkten.



Anpassningar av produkten är inte tillåtet.
Kontrollera alltid att produkten inte är skadad eller sliten innan den används.

nedladdning på vår hemsida,
www.humancaregroup.com.

Kontakta din återförsäljare om du har frågor rörande produkten eller hur den ska användas.

Human Cares produkter utvecklas och uppdateras kontinuerligt för att våra kunder ska få bästa kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar av produkten utan att informera om detta i förväg.

Säkerställ att du alltid har den senaste versionen av bruksanvisningen, vilken finns tillgänglig för

Meddelande till användare / patient vid allvarlig händelse

Alla allvarliga incidenter som inträffar vid användande av produkten, ska rapporteras till den lokala kontakten, som rapporterar till tillverkaren, och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är bosatt.

Överensstämmelse och standard

Human Care är ett ISO 13485:2016-certifierat svenskt medicintekniskt företag.

Kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i US 21 CFR del 820. Produkten är CE-märkt i enlighet med EU-direktiv 93/42/EEG (MDD)

och/eller EU-förordning 2017/745 (MDR), som en medicinteknisk produkt i klass I. CE-märket finns på produkten. Detta tillbehör uppfyller alla krav i de internationella IEC/ISO-standarderna: IEC 60601-2-52:2009.

Denna bruksanvisning informerar dig som vårdgivare och brukare om produktens funktioner, montering och handhavande som krävs för att säkerställa enkel och säker hantering av produkten i dess normala och förväntade miljö.

Du bör därför betrakta denna bruksanvisning som en praktisk referensbok som ska förvaras nära produkten och alltid vara lättillgänglig för alla som är involverade i dess användning eller drift.



WARNING!

Montera eller använd inte sängtillbehöret innan du har läst denna manual, då personsador eller skador på produkten kan uppstå!

Vänligen kontakta Human Care vid eventuella oklarheter eller frågor.

Produktens livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om produkten används på avsett sätt och underhålls enligt tillverkarens instruktioner, beroende på användningsintensitet och maximal belastning under användning. Om produktetiketten inte längre är läsbar skall produkten kasseras.

Stöd- och vändhandtag

Tekniska specifikationer

Specifikationer mått (mm)	
90702 (Stöd- vändhandtag)	H x L: 375 mm x 250 mm
Avstånd från Stöd- vändhandtag till huvudgavel	365 mm

Användarnas ansvar

Instruktioner för vårdgivaren:

Var uppmärksam på dina skyldigheter som vårdgivare för att säkerställa en permanent säker drift av denna medicintekniska produkt och minimera risker för brukaren, användaren och/eller tredje part.

All teknisk utrustning, elektrisk eller annan, kan vara farlig om den inte används och underhålls på rätt sätt i enlighet med dess bruksanvisning. Det rekommenderas att du är informerad om alla funktioner och utför regelbundet underhåll på utrustningen.

Definitioner:

Vårdgivare

(t.ex. klinik, sjukhus, sjukhusledning, äldreboende) är varje fysisk eller juridisk person med äganderätt över sängen (inklusive vid hyra eller leasing).

Ansaret för säker drift av detta sängtillbehör vilar på vårdgivaren.

Användare

(medicinsk personal, sjuksköterskor, läkare, vårdare och omsorgspersonal) är personer som, baserat på sin utbildning, erfarenhet eller noggranna instruktioner, har rätt att använda sängen på eget ansvar eller att utföra arbete på den, eller som har fått instruktioner i hanteringen av denna säng. De kan dessutom identifiera och undvika möjliga risker samt bedöma brukarens kliniska tillstånd.

Brukare

I denna manual beskrivs en brukare som varje person som är sjuk, svag, funktionsnedsatt, i behov av vård eller som på annat sätt använder detta tillbehör.

Varje gång sängtillbehöret tilldelas rekommenderas att brukaren instrueras i alla funktioner som är viktiga för honom/henne av vårgivaren eller användaren.

Säkerhetsråd

Säkerhetssymbol

I denna manual visas den intilliggande säkerhetssymbolen som en varningstext.



Denna symbol ersätter inte alla skriftliga säkerhetsråd. Du instrueras att läsa säkerhetsråden och följa dem noggrant.

Säkerhet för vårdgivaren

Med hjälp av denna manual, som måste lämnas över tillsammans med produkten, måste du se till att varje vårdgivare i säker användning av produkten innan den tas i bruk för första gången.

Gör varje användare uppmärksam på de möjliga risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt.

Följ dina skyldigheter för att säkerställa permanent säker drift av denna produkt och minimera alla risker.

Regelbundet förebyggande underhåll är vårdgivarens ansvar.

Låt endast vårdgivare som har instruerats i säker drift använda produkten.

Se till att vikarier eller tillfällig personal är tillräckligt informerade.

Säkerhetsråd för användaren

Se till att vårdgivaren instruerar dig i säker drift av denna produkt.

Kontrollera varje gång, innan du använder produkten, att den är i perfekt skick.

Se till att det inte finns några hinder (t.ex. sängskåp, stolar, lyftar, väggmonterade armaturer eller annan utrustning) som kan hindra justering eller förflyttning av sängen.

Stöd- och vändhandtag

Avsedd användning

Stöd- vändhandtag

Designade för att underlätta för brukaren att säkert ta sig i och ur sängen, samt för att positionera sig själv i sängen. De är ergonomiskt utformade för att undvika att brukaren känner sig begränsad eller fastlåst.

Stöd- vändhandtag levereras som ett par och är avsedda att användas tillsammans på sängens vänstra och högra sida. Det är dock tillåtet att montera endast vänster eller höger sida vid behov.

Tillbehör avsett för följande Floorline-sängar

Detta tillbehör bör endast användas med Floorline-modeller från Human Care med artikelnummer enligt tabellen nedan.




Det är viktigt att endast tillbehör från Human Care monteras på Human Care-sängar, då inkompatibla tillbehör kan utgöra en fara.

Produktnamn	Artikelnummer
Floorline-i EU	90300
Floorline-i AU	90301
Floorline-i US class 1	90302
Floorline-i UK	90303
Floorline-i Plus EU	90500
Floorline-i Plus AU class 1	90501
Floorline-i Plus AU	90502
Floorline-i Plus US class 1	90503
Floorline-i Plus UK	90504
Floorline LTC EU	90600
Floorline LTC EU wooden panel	90601
Floorline LTC UK	90602
Floorline LTC UK wooden panel	90603
Floorline LTC US class 1	90606
Floorline LTC US class 1 wooden panel	90607
Floorline LTC AU	90608
Floorline LTC AU wooden panel	90609

Monteringsanvisningar

Stöd- vändhandtag 90702



Innehåll:

Nummer	Beskrivning	Antal
1	Stöd- vändhandtag Vänster	(1 st)
2	Stöd- vändhandtag Höger	(1 st)
3	Stoppskruv M6 (Insexnyckel 3 mm)	(4 st)
4	Skruv M8 (Insexnyckel)	(4 st)
5	Låsmutter M8	(4 st)
6	Bricka d=12 mm	(4 st)
7	Bricka d=16 mm	(4 st)
8	Skruv M5 (Insexnyckel)	(4 st)
9	Låsmutter M5	(4 st)



Stöd- och vändhandtag

Montering:

1. Fäll upp sängens ryggstöd för att lossa madrasshållaren.



2. Skruva loss de två skruvarna med en 3 mm insexnyckel.



3. Skjut på Stöd- vändhandtag (1) på sängens ryggstöd.

** Se till att hålen på stödet linjerar med hålen i ryggstödet.



Säkerställ
att hålen är i
linje



4. Placera skruvarna (8) genom de linjerade hålen.



5. Montera brickan (6) och låsmuttern (9) från ryggstödet med en 8 mm fast nyckel och en 3 mm insexnyckel.




6. Placera de två M8-skruvarna (4) i ryggstödet i de innersta hålen.



Skruva i
M8 skruvarna
i de innersta
hålen

7. Montera brickan (7) och låsmuttern (5) från ryggstödet med en 13 mm fast nyckel och en 5 mm insexnyckel.



Stöd- och vändhandtag

8. Placera stoppskruven M6 (3) i de yttre hålen på undersidan av Stöd- vändhandtag.



9. Skruva fast stoppskruven (3) med en 3 mm insexnyckel.



10. Upprepa steg 1–9 för det andra stödet på motsatt sida.



11. Stöd- vändhandtag är nu klara att användas.

Användarinstruktioner

Användning av Stöd- vändhandtag:

Stöd- vändhandtag ska användas som ett hjälpmedel när brukaren ändrar position i sängen och vid förflyttning till/från

sängen. De är enkla att montera och sitter stabilt. De har en greppvänlig yta.

Underhåll och service

Inspektion av detta tillbehör bör utföras tillsammans med Floorline-sängen var sjätte månad.

Kolla: Se sängbeskrivning, tillbehör och alla funktioner	- Kontrollera om det är skador/renlighet - Bekräfta säker - Utför justering/ rengöring	OK	Fel: Åtgärd Rengöring Delar på beställning
VISUELL KONTROLL av komponenterna			
Muttrar/bultar, skruvar/stift, gångjärn/fästen/bussningar – fästpunkter för komponenter	Slitage/Skada, Dra åt och Säkra Ren och fri		
Målade stålkomponenter	Intakt, ren och säkert passande		
Etiketter: Serienummer, service, användar-/servicemanualer	På plats och läsbar		
PRESTANDAKONTROLL			
Tillbehör	Bekräfta full drift		
Inspektörens namn:	Inspektörens signatur:		
Inspektionsresultat:	Datum:		

Om något problem kvarstår, vänligen kontakta kundtjänst i ditt land.

Återvinning

Produkten är huvudsakligen tillverkad av stål eller rostfritt stål. Ytorna är ytbehandlade med pulverlackering. Felaktig kassering

av utrustningen kan frigöra ämnen som är miljöfarliga. Kassera i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 60 Stockholm

Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone: +1 613 723 6734

Fax: +1 613 723 1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577 412 171

Fax: +31 577 412 170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.