



Rollatorn neXus 3 är en modern, lättrullad och stabil rollator med snygg design. Den har en ramkonstruktion med kryssfällning vilket gör att det går snabbt och enkelt att fälla ihop rollatorn.



Bekäm sits och mjuk korg

Den mjuka sitsen är stabil och hållbar samtidigt som den formar sig efter brukaren. Ryggbandet på neXus 3 är vändbart vilket möjliggör ett bekvämt sittande, både framifrån och bakifrån, på rollatorn. Rollatorn neXus 3 kan stå självständigt i ihopfällt läge för att ta upp så lite utrymme som möjligt när den inte används. Inkluderad med rollatorn levereras tillbehören steghjälp, ryggband och mjuk korg. Steghjälpen förenklar framkomligheten över trottoarkanter och den mjuka korgen med flera fickor skapar enkel förvaring. Som tillbehör finns också en rymlig hård korg, släpbroms och käpphållare.



Bästa möjliga gångergonomi

Den patenterade kryssfällningen möjliggör stort gångutrymme vilket gör att neXus 3 erbjuder bästa möjliga gångmönster. Detta är mer skonsamt för både rygg och axlar. Rollatorn neXus 3 har låg vikt och är mycket lättmanövrerad samtidigt som den erbjuder maximal stabilitet. Tack vare vajerfria bromsar är det mindre risk för att fastna med vajrar i möbler och inredning i hemmet.

Låg vikt och enkel att fälla ihop

Den patenterade kryssfällningen gör rollatorn väldigt enkel att fälla ihop och förvara. Den står också självständigt ihopfälld. Den mjuka korgen kommer som standard med rollatorn och kan fällas ihop tillsammans med rollatorn.

Tillbehör och funktioner



Bricka

Underlättar förflyttning av saker.
Art. nr: 80702



Ryggband

Ger ett stöd åt ryggen vid sittande. Ingår som standard med produkten.
Reservdelskit,
Art.nr: 90391



Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.
Art. nr. 91091



Släpbroms

Förhindrar rullatorn att förflytta sig för snabbt och möjliggör en kontrollerad gånghastighet. Säljs i par.
Art no: 4950



Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder. Ingår som standard med produkten.
Art.nr: 4879



Lås

För låsning av rollator.
Art. nr. 91092



Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen. Art. nr: 80703



Mjukkorg

Mjukkorg som kan fällas ihop med rollatorn. Korgen har ett lock med dragkedja. Inkluderat med produkten.
Maxvikt: 5 kg



Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.
Art. nr. 91090



Korg

Underlättar vid inköp och utflykter. Maxvikt: 5 kg.
Art. nr: 4510

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. handtags-höjd	Max. handtags-höjd	Sitthöjd	Bredd	Bredd mellan handtagen	Hjulstorlek	Vikt	Max. brukarvikt
neXus 3 extra låg med mjukkorg	470018 (Svart)	78 cm	86 cm	47 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	7,7 kg	200 kg
neXus 3 låg med mjukkorg	470022 (Svart)	78 cm	93 cm	54 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	7,8 kg	200 kg
neXus 3 standard med mjukkorg	470024 (Svart)	83 cm	101 cm	62 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	7,8 kg	200 kg