



Fellow Supreme rollator kombinerar hög kvalitet och ergonomisk design med en låg tyngdpunkt för ökad säkerhet och stabilitet. Den passar de flesta brukare tack vare en handtagshöjd som går att justera mellan 73-100 cm.



Fellow Supreme har samma unika framgaffelkonstruktion som Fellow Classic som gör den mycket enkelt att manövrera. Bromsen kräver liten kraft vilket innebär att även användare med nedsatt handfunktion enkelt kan låsa hjulen. Fellow Supreme kan naturligtvis fällas ihop och står även fritt i hopfällt läge.

Ergonomiska handtag och enkel bromsning
För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagshöjden är justerbar för att du ska hitta det grepp som passar bäst. Bromsen kräver liten kraft vilket innebär att även användare med nedsatt handfunktion enkelt kan bromsa hjulen.



De framtvända handtagen gör att det blir lättare för brukaren att få en mer upprätt gångställning vilket är bra för både axlar och rygg. Fellow Supreme har även en uppfällbar sits för ökat gångutrymme. Fellowrollatorerna är lätta att manövrera och erbjuder samtidigt maximal stabilitet.

Tillbehör och funktioner



Bricka

Underlättar förflyttning av saker.
Art. nr 10667



Ryggband

Ger ett stöd åt ryggen när brukaren vill sitta.
Art. nr: 10668



Lås

För låsning av rollator.
Art. nr. 91092



Korg med handtag

Art. nr: 10666



Syrgashållare

Art. nr 10671



Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.
Art. nr. 91090



Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.
Art. nr:10625. Säljs i par.



Tidningsband

Tillbehör för att fästa morgontidningen.
Art. nr 10679.



Enhandsbroms

Möjliggör att styra bromsarna med en hand.
Art. nr höger: 10669, vänster: 10676.



Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen. Art. nr: 10603




Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder. Integrerad i rollatorn för Fellow Supreme.



Väska

Skyddar mot insyn och väder och vind.
Art. nr: 08808.



Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art. nr. 91091

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Sitthöjd	Bredd	Bredd mellan handtagen	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Fellow Supreme	85400	73 cm	100 cm	590 mm	630 mm	440 mm	20 x 4 cm	8,0 kg	150 kg