



Rollatorn Carl-Oskar är Human Cares välkända bästsäljare. Den har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö.



Carl-Oskar är en säker och tillförlitlig uterollator som finns i fyra olika bredder med en maximal brukarvikt på 150 kg. Rollatorn har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö. Carl-Oskar är lätt att manövrera och har ergonomiska handtag för ett bekvämt och stabilt grepp.

Lätt att fälla ihop

Carl-Oskar fälls enkelt ihop från sida till sida och kan stå stadigt i ihopfällt läge. Den tar också upp minimalt med plats när den är ihopfälld och kan därför enkelt transporteras.



Carl-Oskar är lätt att fälla ihop och står stadigt och utan stöd i hopfällt läge. Rollatorn finns även med luftpumpade hjul och som en förstärkt modell med en maximal brukarvikt på 275 kg.

Ergonomiska handtag och enkel bromsning

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagen är också justerbara för att du ska hitta det grepp som passar dig.

Stabil även på ojämna ytor

De stora stabila hjulen gör rollatorn väldigt lätt att manövrera och stabil. Rollatorn är en av de mest stabila på marknaden.


Tillbehör och funktioner



Bricka
Art. nr. 10651
Passar alla modeller




Steghjälp
Underlättar förflyttningen över hinder.
Art. nr. 10612



Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art. nr. 91091



Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.
Art. nr. 10620



Syrgashållare
Ger säker förvaring av syrgastub.
Art. nr. 10615



Lås
För låsning av rollator. Art. nr. 91092



Käpphållare
Underlättar medtagandet av käppen.
Art. nr. 10603



Korg med handtag
Underlättar vid inköp och utflykter.
Art. nr. 10605



Reflex-kit
Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art. nr. 91090



Enhandsbroms
Möjliggör att styra bromsarna med en hand. Art. nr. 10652



HP-handtag
Underarmsstöd (RA-handtag) för svag sida & enhandsbroms till motsatt sida. Art. nr, vänster: 22115, höger: 22116



Väsk-kit
Väsk-kit perfekt för att få plats med matvaror. Art. nr. 57 och 62-modeller: 91095. Art. nr. 67 och 72-modeller: 91096



Ryggband
Art. nr: 57 cm, 62cm, 67 cm-modeller: 10621.
Art. nr: 72cm modeller: 10655



Sitsöverdrag
Sitsöverdrag som värmer under vintern och gör sitsen skönare. Art. nr. 91093



Droppställning
Art nr 92907

Tekniska specifikationer

| Artikelnamn | Art. nr. | Min. höjd | Max. höjd | Sitthöjd | Bredd | Bredd mellan handtagen | Hjulstorlek | Vikt | Max brukarvikt |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------------------|--------------|---------|----------------|
| Carl-Oskar 57 | 11150 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 57 cm | 37 cm | 30 cm x 5 cm | 11,1 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar 62 | 11250 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 62 cm | 42 cm | 30 cm x 5 cm | 11,3 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar 67 | 11350 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 67 cm | 47 cm | 30 cm x 5 cm | 11,4 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar 72 | 11450 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 72 cm | 52 cm | 30 cm x 5 cm | 11,5 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Hög 57 | 11154 | 82 cm | 100 cm | 64 cm | 57 cm | 37 cm | 30 cm x 5 cm | 11,1 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Hög 62 | 11254 | 82 cm | 100 cm | 64 cm | 62 cm | 42 cm | 30 cm x 5 cm | 11,3 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Hög 67 | 11354 | 84 cm | 102 cm | 64 cm | 67 cm | 47 cm | 30 cm x 5 cm | 11,4 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Hög 72 | 11454 | 84 cm | 102 cm | 64 cm | 72 cm | 52 cm | 30 cm x 5 cm | 11,5 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Luftpumpade hjul 57 | 11151 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 57 cm | 37 cm | 30 cm x 5 cm | 11,1 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Luftpumpade hjul 62 | 11251 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 62 cm | 42 cm | 30 cm x 5 cm | 11,3 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Luftpumpade hjul 67 | 11351 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 67 cm | 47 cm | 30 cm x 5 cm | 11,4 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar Luftpumpade hjul 72 | 11451 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 72 cm | 52 cm | 30 cm x 5 cm | 11,5 kg | 150 kg |
| Carl-Oskar förstärkt 62 | 61225 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 62 cm | 42 cm | 30 cm x 5 cm | 13,2 kg | 275 kg |
| Carl-Oskar förstärkt 67 | 61325 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 67 cm | 47 cm | 30 cm x 5 cm | 13,3 kg | 275 kg |
| Carl-Oskar förstärkt 72 | 61425 | 77 cm | 95 cm | 64 cm | 72 cm | 52 cm | 30 cm x 5 cm | 13,4 kg | 275 kg |