

## Mobila lyftlösningar

Mobila lyftar möjliggör enkel, säker och bekväm förflyttning, för både patient och vårdgivare. En mobil lyft är en mycket flexibel lösning för enkel förflyttning mellan olika rum. Våra mobila lyftar är ett perfekt komplement till våra taklyftar, för tillfälliga lösningar i korridorer eller i situationer där användningen av en taklyft inte är möjlig. Mobila lyftar gör det möjligt att lyfta från säng, stol, rullstol samt lyft från golv.

**”** *Mobila lyftar erbjuder enkel, säker och bekväm förflyttning för både vårdgivare och patient.*



# FL180

## Stabil och flexibel

FL180 är en stabil och flexibel golvlyft som kan användas i alla typer av lyftsituationer. Den möjliggör lyft från säng, rullstol eller toalettstol och även lyft från golv. Det låga chassit gör det enkelt att komma in under möbler och låga sängar.

## Lätt att manövrera

Tack vare lätt material, hjulens placering och stabil konstruktion är lyften lätt att manövrera och transportera. FL180 har också manuell och elektrisk nödsänkning.



## Teknisk specifikation

Beskrivning	Art. nr.	Lyftkapacitet	Total vikt	Batteri	IP-klass	Nödsänkning	Material
FL180 kit (inklusive handkontroll, 2-punktsbygel (50 cm) och laddare)	70967-EU	180 kg	32 kg	2,9 Ah. 24 V.	IPX4	Mekanisk och elektrisk	Aluminium
Tillbehör: Lyftbygel 37 cm - FL180 Lyftbygel 47 cm - FL180 Lyftbygel 50 cm - FL180	70979 70978 70977						

Information om lyftbyglar och tillbehör, se sidan 27