

Fellow Classic



Lättbromsad
Framåtvända handtag
Inne- och utomhus



Elegant med ergonomiska handtag

Fellow Classic är en allround-rollator som passar för både inne- och utomhusbruk året runt. För att passa flera olika typer av användare finns den i fem olika modeller; hög, standard, låg, bred och smal.

Med de ergonomiska och framåtvända handtagen blir det mer enkelt för brukaren att få en mer upprätt gångställning vilket är bra för både axlar och rygg. En bra gångergonomi kräver att man väljer rollator efter kroppsstorlek. Av den anledningen finns Fellow Classic i fem olika storlekar; hög, standard, låg, bred och smal. Handtagshöjden är justerbar för att kunna hitta rätt grepp.

Handbromsen på Fellow Classic

är lättmanövrerad. Tack vare att bromsen kräver liten kraft, kan även användare med nedsatt handfunktion enkelt bromsa och parkera rollatorn. Rollatorn Fellow Classic är lättmanövrerad och erbjuder bra stabilitet.

Hjulen är okomplicerade att rengöra

Vintertid kan snö och grus lätt fastna i fälgarna på hjulen. Fellow Classics hjul är utformade för att vara lätta att rengöra vilket är fördelaktigt då en och samma rollator ibland används för både inne- och utomhusbruk. Fellow Classic har ett brett utbud av tillbehör, alltifrån korgar till droppställning. Fellow Classic är ett populärt gånghjälpmedel som påtagligt förbättrar användarens självständighet.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Tillbehör / funktioner



Bricka
Underlättar förflyttning av saker. Art nr.: 08806



Väska
Skyddar mot insyn och väder och vind. Art nr. 08808



Reflex-kit
Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art nr. 91090



Korg med handtag
Art nr 08805 för Standard. Art nr 88052 för Smal, Bred och Hög. Art nr 88051 för Låg.




Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art nr. 91091



Säkerhetslås
Lås din rollator när du behöver. Art nr. 91092



Käpphållare
Underlättar medtagandet av käpp eller krycka. Art nr 10603



Droppställning
Praktisk upphängning av droppåse. Endast till Fellow Classic Standard. Art nr. 08814



Enhandsbroms
Möjliggör att styra bromsarna med en hand. Art. nr höger: 10677, vänster: 10678.



Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad. Art nr 10625, säljs i par.



Ryggband
Ger ett stöd åt ryggen när brukaren vill eller behöver sitta. Art nr. 10668



Steghjälp
Underlättar förflyttningen av rollatorn över hinder så som trösklar. Art nr. 10661

Tekniska specifikationer

	Fellow Classic Standard	Fellow Classic Låg	Fellow Classic Bred	Fellow Classic Smal	Fellow Classic Hög
Artikelnummer	88009	88109	88309	88509	88609
Handtagshöjd (Min - Max)	77cm - 95cm	68cm - 81cm	77cm - 95cm	77cm - 95cm	82cm - 100cm
Sitthöjd	59cm	51cm	60cm	60cm	64cm
Totalbredd	63cm	62cm	69cm	60cm	63cm
Totallängd	69cm	60cm	69cm	69cm	69cm
Bredd mellan handtag	44cm	44cm	50cm	44cm	44cm
Hjulstorlek	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm
Produktvikt	8kg	7,7kg	8,7kg	8,1kg	8,1kg
Maximal brukarvikt	150kg	140kg	150kg	130kg	130kg