



Låg vikt

Enkel att fälla ihop

Kompakt



Parade är det perfekta valet när du letar efter en lätt och mångsidig rollator. Dess design garanterar enkel manövrerbarhet även i små utrymmen. Trots sin lättviktsram är den fortfarande mycket stabil och erbjuder enastående värde för pengarna.



En ram som är enkel att fälla

Vår rollator Parade har ett integrerat handtag i sitsen, vilket gör den mycket enkel att fälla ihop. Fäll bara ner sätet och dra i handtaget. Det är enkelt! Parade kan stå självständigt, även i ihopfällt läge. Det är en lättviktsrollator som är enkel att köra, även i små utrymmen. Maximal användarvikt: 140 kg.

på plats och manövrera rollatorn bekvämt medan de går. Den är det perfekta alternativet för utomhusäventyr eller bara förflytta sig i och runt i hemmet.

Praktiska tillbehör

Parade har ett sortiment av tillbehör för att underlätta det dagliga livet inklusive korgar och ryggstöd.



Ergonomiska handtag

Parade har ergonomiska handtag utformade för att ge användare med reducerade handfunktion förmåga att enkelt låsa hjulen

Tillbehör och funktioner



Bricka

Enkel för att transportera
lätta föremål.
Maxvikt 2kg.
Art. nr. 10664.



Korg

Ideal för shoppingäventyr.
Max viktkapacitet: 4,5kg.
Art. nr. 10662.



Käpphållare

Förenklar transport av
käpp eller paraply.
Art.nr. 10675.



Ryggstöd

Ett stöd för ryggen vid
sittande position. Perfekt
när du behöver en paus.
Art. nr. 10621.



Steghjälp

Gör det enklare att gå
uppför en trottoarkant.
Art. nr. 10661.



Reflexkit

Inkluderar 50
självhäftande reflexer.
Art. nr. 91090.



Säkerhetslås

Kabellås som skyddar
rollatorn från stöld
medan den
står oövakad.
Art. nr. 91092.

Tekniska specifikationer – Parade

Deskription	
Art. nr.	85500
Handtagshöjd (Min - Max)	74cm - 95cm
Sitthöjd	60cm
Bredd	59cm
Längd	69cm
Avstånd mellan handtagen	43cm
Avstånd mellan bakhjulen	51cm
Hjulstorlek	20cm x 3,2cm
Produktvikt	8,8kg
Max användarvikt	140kg



We improve freedom of movement
and quality of care for people.