

Carl-Oskar RA

Rebel RA

Staffan RA



Allround

Rebel RA



Utomhus

Carl-Oskar RA



Staffan RA



Smala
utrymmen

Med en RA-rollator får brukaren mer stöd än med en vanlig rollator. Namnet kommer av att den utvecklades främst för reumatiker som på grund av smärta, skörhet eller felställning inte kunde stödja på sina händer. RA står för Reumatoid Artrit. Idag används RA-rollatorer av personer som behöver fördela belastningen över hela underarmen istället för på enbart hand och handled, oavsett diagnos. Underarmarna vilar bekvämt på separat inställbara dynor och även handtag inklusive bromshandtag kan vinklas individuellt för bästa möjliga funktion och komfort.

Rebel RA

Ett stabilt gånghjälpmedel för inom- och utomhusbruk. En viss flexibilitet i chassit ger följsamhet mot ojämnheter i underlaget. Rejåla hjul och kullagrade framgafflar ger förutsättningar för trygga och säkra förflyttningar. Den kan förses med tillbehör som korg, käpphållare, enhandsbroms eller släpbroms. Samtliga inställningar görs utan verktyg och den är enkel att fälla ihop vid transport i personbil. Rebel RA finns även med sits.

Carl-Oskar RA

Carl-Oskar RA har samma funktioner som Rebel, ovan, men har större hjul och en högre produktvikt för att ge ett ännu säkrare stöd vid användning utomhus. Både Rebel RA och Carl Oskar RA finns i vardera 2 bredder och 2 höjder.

Staffan RA

är en nätt RA-rollator för inomhusbruk som med sina mindre mått lämpar sig väl där utrymmet är trångt. Separat inställbara underarmsstöd och handtag ger möjlighet för personlig anpassning. Chassits design medger ett gott gångutrymme. Staffan RA kan förses med tillbehören korg, käpphållare eller enhandsbroms. Inställningar och även hopfällning görs helt utan verktyg. Staffan RA finns i 2 höjder.

Tillbehör och funktioner



Bricka

Underlättar förflyttning av saker. Art. nr: 10601.

Passar enbart till RA-rollator med sits.



Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder.

Art. nr:10612



Lås

För låsning av rollator. Art. nr. 91092




Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.

Art. nr:10624

Säljs i par.



Syrgashållare

Ger säker förvaring av syrgastub.

Art. nr:10615



Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.

Art. nr. 91090



Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen.

Art. nr:10603



Korg med handtag

Underlättar vid inköp och utflykter.

Art. nr:10601

Maxvikt: 10 kg



Stänkskydd

Skyddar ben och klädsel. Art. nr:10608



Enhandsbroms

Möjliggör att styra bromsarna med en hand.

Art. nr:10653



Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.

Art. nr. 91091

Tekniska specifikationer

| Artikelnamn | Art. nr. | Min. höjd | Max. höjd | Bredd | Hjulstorlek | Vikt | Max brukarvikt |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|----------------|
| Carl-Oskar RA, Låg 67cm | 12315 | 95 cm | 113 cm | 67 cm | 30 x 5 cm | 13.0 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Låg 67cm med sits | 12315-1 | 95 cm | 113 cm | 67 cm | 30 x 5 cm | 13.0 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Normal 67cm | 12325 | 107 cm | 126 cm | 67 cm | 30 x 5 cm | 13.2 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Normal 67cm med sits | 12325-1 | 107 cm | 126 cm | 67 cm | 30 x 5 cm | 13.2 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Låg 72 cm | 12415 | 95 cm | 113 cm | 72 cm | 30 x 5 cm | 13.1 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Låg 72 cm med sits | 12415-1 | 95 cm | 113 cm | 72 cm | 30 x 5 cm | 13.1 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Normal 72cm | 12425 | 107 cm | 126 cm | 72 cm | 30 x 5 cm | 13.3 kg | 125 kg |
| Carl-Oskar RA, Normal 72cm | 12425-1 | 107 cm | 126 cm | 72 cm | 30 x 5 cm | 13.3 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Låg 67cm | 22311 | 86 cm | 104 cm | 67cm | 20 x 4 cm | 11.3 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Låg 67cm med sits | 22311-1 | 86 cm | 104 cm | 67cm | 20 x 4 cm | 11.3 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Normal 67cm | 22321 | 104 cm | 122 cm | 67 cm | 20 x 4 cm | 11.5 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Normal 67cm med sits | 22321-1 | 104 cm | 122 cm | 67 cm | 20 x 4 cm | 11.5 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Låg 72 cm | 22411 | 86 cm | 104 cm | 72 cm | 20 x 4 cm | 11.4 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Låg 72 cm med sits | 22411-1 | 86 cm | 104 cm | 72 cm | 20 x 4 cm | 11.4 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Normal 72 cm | 22421 | 104 cm | 122 cm | 72 cm | 20 x 4 cm | 11.6 kg | 125 kg |
| Rebel RA, Normal 72 cm med sits | 22421-1 | 104 cm | 122 cm | 72 cm | 20 x 4 cm | 11.6 kg | 125 kg |
| Staffan RA, Låg 59cm | 42221 | 107 cm | 108 cm | 59 cm | 20 x 4 cm | 10.3 kg | 90 kg |
| Staffan RA, Höj 59cm | 42231 | 107 cm | 128 cm | 59 cm | 20 x 4 cm | 10.6 kg | 125 kg |