

Highback Plusline Sling



Delade ben
Bakåtlutande
Huvudstöd



Highback Plusline Sling är en modell med hög rygg med förstärkta delade bendelar. Den har en generös total bredd för att erbjuda en sittställning som är väl lämpad för tyngre patienter. Den lutande sittedelen erbjuder en balanserad viktfordelning och det kombinerade polyester/polyesternätet gör det lätt att använda och applicera.



Bekväm sittandes

Highback Plusline har förstärkta och delade tryckavlastande bendelar samt ett förstärkt huvudstöd. I kombination med den generösa totala bredden på denna sele gör det Highback Plusline till en extremt bekväm sele att använda. Det tillbakalutade läget fördelar vikten jämnt genom lyftselen, vilket säkerställer att användaren inte upplever något obehag under lyftprocessen.

den ger en utsträckt sittställning som är väl lämpad för tyngre patienter.

Enkel skötsel och hantering

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftsleetikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftselse och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.

Bariatrisk kapacitet

Highback Plusline är designad för att lyfta patienter på upp till 318 kg. Även om den här selen kan användas med både 2-punkts och 3-punktsupphängning, rekommenderas att 4-punktsupphängning används eftersom



Gånghjälpmedel



Vårdsängar



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportstolar

Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbyglarna. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



4-punktsupphängning

För 4-punktslyft. Art. nr. 92938



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning Art. nr. 55619
Lyftbygel till 4-punktsupphängning portabel lyft. Art. nr. 92938, 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Använd från golvet


Fungerande vid förflyttning från golvet.

Skötsel och instruktioner




Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.




Polyester Net

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.



Skötsel


Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstätt.



Testad efter alla relevanta standarder.

Tekniska Specifikationer

Artikel-nummer	Storlek	Färg	A	B	C
Polyester / Polyester Nät (Kombinerad)					
25120-S	Small	S	25cm / 9.8"	81cm / 31.9"	84cm / 33.1"
25120-M	Medium	M	38cm / 15"	98cm / 38.6"	95cm / 37.4"
25120-L	Large	L	48cm / 18.9"	117cm / 46.1"	105cm / 41.3"
25120-XL	Extra Large	XL	52cm / 20.5"	132cm / 52"	116cm / 45.7"
Maximal användarvikt		318kg			



*Vi förbättrar rörelsefriheten
och kvalitetsomhändertagande av människor*

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com