


Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft



Hög komfort

Odelade benstöd

Soft Air Mesh



Comfort Sling Soft High
Art. Nr: 25069



Comfort Sling Soft
Art. Nr: 25064

Våra Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft är designade för att erbjuda klienten hög komfort och en känsla av trygghet. De odelade benstöden distribuerar klientens vikt jämnt för att sänka trycket, vilket gör denna sele till ett ultimatum för klienter med smärta.

Unikt Material

Våra Comfort Slings är gjorda av Soft Air Mesh (SAM), ett material som är exklusivt för Human Care. Detta mjuka material gör det möjligt att sitta kvar på lyftselen vilket gör den optimal för känsliga brukare med smärta. SAM-selar tillåter fukt och värme att snabbt transporteras bort från brukaren vilket gör att de, utan problem, kan lämnas kvar under brukaren en tid efter att förflyttningen är avslutad.

Funktionell Design

Human Cares Comfort Slings har inga styrhandtag och har odelade benstöd för att ge ett tryggt och säkert stöd för brukaren i lyftselen. Med jämn distribution reduceras trycket och brukaren upplever ökad komfort. Längs med bendelens främre kant finns en tunnare vaddering för att ge en ökad komfort under brukarens lår vid

överflyttningen.

Den här selen finns tillgänglig två modeller, en med hög rygg som ger extra stöd åt nacke och huvud, och en modell med axelhög rygg. Båda selemodellerna appliceras när brukaren ligger ner.

Enkel passform

Comfort Sling Soft och Comfort Sling High Soft är tillverkade med högsta kvalitet. Lyftöglorna är sydda med förstärkta sömmar. Samtliga sömmar är sydda med nylontråd för att ge en säker och trygg lyftselse. Lyftselarna har en upphängningsögla vars färg avspeglar vilken storlek selen har. Denna är placerad bredvid produktetiketten.



Tillbehör



Förlängningsband
Med hjälp av förlängningsband kan selens position justeras. Kan också användas för att hålla bendelarna samman. Art nr:21180-*



Benpolstring och benstöd
Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr. 25102



Bygelpolstring
Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygel. Ska inte användas våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning
Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 70800 4-punktsbygel till stationär lyft.


Lyftsituation




Till och från sängen
Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen
Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.




Använd från golv
Fungerande vid förflyttning från golv.




Använd för påklädning/avklädning
Användbar för på och avklädning.

Skötsel och anvisningar





Soft Air Mesh
Lätt, svalt och ventilerande material. fungerar väl med kunder med känslig hud.



Skötsel
Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstvätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	Art nr: 25064			Art nr: 25069				
			A	B	C	A	B	C		
Comfort Sling Soft	Comfort Sling High Soft									
25064-JM	25069-JM	Junior Medium	JM	76cm / 30"	73cm / 28.7"	90cm / 35.4"	76cm / 30"	73cm / 28.7"	111cm / 43.7"	
25064-S	25069-S	Small	S	76cm / 30"	80cm / 31.5"	100cm / 39.3"	76cm / 30"	80cm / 31.5"	122cm / 48"	
25064-M	25069-M	Medium	M	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	110cm / 43.3"	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	134cm / 52.8"	
25064-L	25069-L	Large	L	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	116cm / 45.7"	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	139cm / 54.7"	
25064-XL	25069-XL	Extra Large	XL	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	120cm / 47.2"	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	145cm / 57.1"	
Maximal användarvikt	300kg / 660 lb									

* Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9" [21180-10], 15cm/5.9" [21180-15], 20cm/7.8" [21180-20], 25cm/9.8" [21180-25], 35cm/13.7" [21180-35]



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com