

# Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft

Hög komfort

Odelade benstöd

Soft Air Mesh

Våra Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft är designade för att erbjuda klienten hög komfort och en känsla av trygghet. De odelade benstöden distribuerar klientens vikt jämnt för att sänka trycket, vilket gör denna sele till ett ultimatum val för klienter med smärta.

## Unikt Material

Våra Comfort Slings är gjorda av Soft Air Mesh (SAM), ett material som är exklusivt för Human Care. Detta mjuka material gör det möjligt att sitta kvar på lyftselen vilket gör den optimal för känsliga brukare med smärta. SAM-selar tillåter fukt och värme att snabbt transporteras bort från brukaren vilket gör att de, utan problem, kan lämnas kvar under brukaren en tid efter att förflyttningen är avslutad.

## Funktionell Design

Human Cares Comfort Slings har inga styrhandtag och har odelade benstöd för att ge ett tryggt och säkert stöd för brukaren i lyftselen. Med jämn distribuering reduceras trycket och brukaren upplever ökad komfort. Längs med bendelens främre kant finns en tunnare vaddering för att ge en ökad komfort under brukarens lår vid

överflyttningen.

Den här selen finns tillgänglig två modeller, en med hög rygg som ger extra stöd åt nacke och huvud, och en modell med axelhög rygg. Båda selemodellerna appliceras när brukaren ligger ner.

## Enkel passform

Comfort Sling Soft och Comfort Sling High Soft är tillverkade med högsta kvalitet. Lyftöglorna är sydda med förstärkta sömmar. Samtliga sömmar är sydda med nylontråd för att ge en säker och trygg lyftsele. Lyftselarna har en upphängningsögla vars färg avspeglar vilken storlek selen har. Denna är placerad bredvid produktetiketten.



Gånghjälpmedel



Vårdsängar



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportstolar

## Tillbehör



### Förlängningsband

Med hjälp av förlängningsband kan selens position justeras. Kan också användas för att hålla bendelarna samman. Art nr:21180.\*



### Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr. 25102



### Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas våta miljöer. Art. nr. 50866



### Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 70800 4-punktsbygel till stationär lyft.

## Lyftsituation




### Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




### Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



### Använd från golv


Fungerande vid förflyttning från golv.



### Använd för påklädning/avklädning


Användbar för på och avklädning.

## Skötsel och anvisningar



### Soft Air Mesh

Lätt, svalt och ventilerande material. fungerar väl med kunder med känslig hud.



### Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstätt.

## Tekniska specifikationer

| Artikelnummer        |                         | Storlek        | Färg | Art nr: 25064 |               |               | Art nr: 25069 |               |               |               |
|----------------------|-------------------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                         |                |      | A             | B             | C             | A             | B             | C             |               |
| Comfort Sling Soft   | Comfort Sling High Soft |                |      |               |               |               |               |               |               |               |
| 25064-JM             | 25069-JM                | Junior Medium  | JM   | 76cm / 30"    | 73cm / 28.7"  | 90cm / 35.4"  | 76cm / 30"    | 73cm / 28.7"  | 111cm / 43.7" | Art nr: 25064 |
| 25064-S              | 25069-S                 | Small          | S    | 76cm / 30"    | 80cm / 31.5"  | 100cm / 39.3" | 76cm / 30"    | 80cm / 31.5"  | 122cm / 48"   |               |
| 25064-M              | 25069-M                 | Medium         | M    | 86cm / 33.9"  | 90cm / 35.4"  | 110cm / 43.3" | 86cm / 33.9"  | 90cm / 35.4"  | 134cm / 52.8" |               |
| 25064-L              | 25069-L                 | Large          | L    | 96cm / 37.8"  | 105cm / 41.3" | 116cm / 45.7" | 96cm / 37.8"  | 105cm / 41.3" | 139cm / 54.7" | Art nr: 25069 |
| 25064-XL             | 25069-XL                | Extra Large    | XL   | 106cm / 41.7" | 118cm / 46.5" | 120cm / 47.2" | 106cm / 41.7" | 118cm / 46.5" | 145cm / 57.1" |               |
| Maximal användarvikt |                         | 300kg / 660 lb |      |               |               |               |               |               |               |               |

\* Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9" [21180-10], 15cm/5.9" [21180-15], 20cm/7.8" [21180-20], 25cm/9.8" [21180-25], 35cm/13.7" [21180-35]



We improve freedom of movement  
and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

### HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 512 76 7199  
info.us@humancaregroup.com