

Back Belt



Ryggstöd
Förstärkt
SPU-alternativ



Vår serie av ryggbälten är designade för användning med anordningar för sittande och stå och hjälper till att säkert lyfta eller sänka patienter från en säng, stol eller toalett. Det breda förstärkta ryggstödet möjliggör gångträning eller mobiliseringsövningar när fotplattan tas bort från enheten.



Optimal komfort

Våra ryggbälten är alla designade för att skapa ett ergonomiskt rörelsemönster. Lyftremmarna kan kopplas i olika längder för att passa de flesta patienter och den centrala delen av bältet har mjuk stoppning för optimal komfort. Detta bälte rekommenderas för patienter med dålig bålstabilitet och svårigheter att stå. Viss benkontroll är nödvändig för att använda denna produkt.

användning. Att se till att bältet endast används av en enda patient ger den extra fördelen med hygienkontroll. Våra ryggbälten kan endast användas med en Sit-to-Stand-enhet.

Enkelt skötsel och vård

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseleetikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.



Single Patient Use (SPU)

Ryggbältet finns i antingen återanvändbara modeller eller modeller för engångsbruk. Ryggbältet för engångsbruk är tillgängligt med remmar eller klämmor och erbjuder det bekväma alternativet för kassering efter



Tillbehör: seBastian II



seBastian II

Denna produkt är designad för att fungera med en sitt-till-stående-enhet och bör aldrig användas med någon



Fotplatta & Underbensstöd

Stöttar klienten



Hjul 2 dubbelhjul med bromsar

(Ø 125 mm, bak) och 2 dubbla hjul utan bromsar (Ø 100 mm, fram)



Handkontroll

Användarvänlig lur, lätt att använda, ergonomisk design med slitstark lindad kabel.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Används för gångträning/ mobilisering


Lämplig för gångträning och rehabiliteringsövningar.



Använd för toalettbesök


Lämplig för att sänka/höja patienten till och från en toalett.

Skötsel och instruktioner




Polyester

Slitstark, lågfraktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.



Bomull

Bekvämt alternativ för kassering efter användning kombinerat med extra fördelar med hygienkontroll.



Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstvätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C	
Polyester Bomull						
			Strap Length	Chest Belt Length	Chest Belt Height	
25130-S	Small	S	76cm / 30"	88cm / 35"	33cm / 13"	
25130-M	Medium	M	94cm / 37"	88cm / 35"	33cm / 13"	
25130-L	Large	L	112cm / 44.1"	88cm / 35"	33cm / 13"	
25130-XL	Extra Large	XL	132cm / 52"	88cm / 35"	33cm / 13"	
Max användarvikt						
250 kg						

“ Vi förbättrar rörelsefriheten och kvalitetsomhändertagande av människor

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com