



Stabil
Utomhus
Ergonomi



Rollatorn Carl-Oskar är Human Cares välkända bästsäljare. Den har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö.



Carl-Oskar är en säker och tillförlitlig uterollator som finns i fyra olika bredder med en maximal brukarvikt på 150 kg. Rollatorn har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö. Carl-Oskar är lätt att manövrera och har ergonomiska handtag för ett bekvämt och stabilt grepp.

Lätt att fälla ihop

Carl-Oskar fälls enkelt ihop från sida till sida och kan stå stadigt i ihopfällt läge. Den tar också upp minimalt med plats när den är ihopfälld och kan därför enkelt transporteras.



Carl-Oskar är lätt att fälla ihop och står stadigt och utan stöd i hopfällt läge. Rollator finns även med luftpumpade hjul och som en förstärkt modell med en maximal brukarvikt på 275 kg.

Ergonomiska handtag och enkel bromsning

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagen är också justerbara för att du ska hitta det grepp som passar dig.

Stabil även på ojämna ytor

De stora stabila hjulen gör rollatorn väldigt lätt att manövrera och stabil. Rollatorn är en av de mest stabila på marknaden.


Tillbehör och funktioner



Bricka
Art. nr. 10651
Passar alla modeller




Steghjälp
Underlättar förflyttningen över hinder.
Art. nr. 10612



Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art. nr. 91091



Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.
Art. nr. 10624



Syrgashållare
Ger säker förvaring av syrgastub.
Art. nr. 10615




Lås
För låsning av rollator. Art. nr. 91092



Käpphållare
Underlättar medtagandet av käppen.
Art. nr. 10603



Korg med handtag
Underlättar vid inköp och utflykter.
Art. nr. 10601
Maxvikt: 10 kg




Tvärhandtag
Tvärhandtag med medföljande enhandsbroms. Endast för Carl-Oskar 62.
Art. nr. 70844




Enhandsbroms
Möjliggör att styra bromsarna med en hand. Art. nr. 10652



HP-handtag
Underarmsstöd för svag sida & enhandsbroms till motsatt sida (ej till Carl-Oskar 57).
Art. nr. vänster: 22115, höger: 22116




Väsk-kit
Väsk-kit perfekt för att få plats med matvaror. Art. nr. 57 och 62-modeller: 91095. Art. nr. 67 och 72-modeller: 91096



Ryggband
Art. nr. 57 cm, 62cm, 67 cm-modeller: 10621.
Art. nr. 72cm modeller: 10655



Sitsöverdrag
Sitsöverdrag som värmer under vintern och gör sitsen skönare. Art. nr. 91093



Droppställning
Art nr 92907

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Sitthöjd	Bredd	Bredd mellan handtagen	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Carl-Oskar 57	11150	77 cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar 62	11250	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar 67	11350	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar 72	11450	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 57	11154	82 cm	100 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 62	11254	82 cm	100 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 67	11354	84 cm	102 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 72	11454	84 cm	102 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 57	11151	77 cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 62	11251	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 67	11351	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 72	11451	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar förstärkt 62	61225	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	13,2 kg	275 kg
Carl-Oskar förstärkt 67	61325	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	13,3 kg	275 kg
Carl-Oskar förstärkt 72	61425	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	13,4 kg	275 kg