

# Rebel



Hemma eller ute, Rebel är det perfekta valet! Rebel har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor. Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn står stadigt utan stöd i hopfällt läge.



Rebel är en allround rollator av högsta kvalitet. Den är mycket kompakt och enkelt att använda. Rebel är säker och pålitlig och finns i fyra olika bredder samt två höjder. Rebel har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor. Rollatorn är även lätt att manövrera och har ergonomiska handtag för ett bekvämt och ergonomiskt grepp. Brukarvikten är 140 kg.

## Kompakt design

Rebel fälls enkelt ihop från sida till sida och kan stå stadigt i hopfällt läge. Den tar också upp minimalt med plats när den är ihopfälld och kan därför enkelt transporteras. Rebel finns även i en smal modell som endast är 57 cm bred.



Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn står stadigt utan stöd i hopfällt läge. Rebel finns även som en förstärkt modell med en maximal brukarvikt på 250 kg.

## Perfekt för både inomhus och utomhusbruk

Hemma eller ute, Rebel är det perfekta valet! Rebels flexibilitet i chassit och rejäla hjul gör att den är stabil även på ojämna ytor både inomhus och utomhus.

## Ergonomiska handtag och enkel bromsning

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagen är också justerbara för att du ska hitta det grepp som passar dig.

Tillbehör och funktioner



**Bricka**  
Art. nr: 10651  
Passar alla modeller:



**Steghjälp**  
Underlättar förflyttningen  
över hinder.  
Art. nr:10612



**Lamp-kit**  
Hjälper dig och din rollator  
att synas i mörkret. Art.  
nr. 91091



**Släpbroms**  
Tillbehör som gör rollatorn  
mindre lätttrullad.  
Art. nr:10624  
  
Säljs i par.



**Syrgashållare**  
Ger säker förvaring av  
syrgastub.  
Art. nr:10615



**Lås**  
För låsning av rollator. Art.  
nr. 91092



**Käpphållare**  
Underlättar medtagandet  
av käppen.  
  
Art. nr:10603



**Korg med handtag**  
Underlättar vid inköp och  
utflykter. Maxvikt: 10 kg  
Art. nr:10605



**Reflex-kit**  
Hjälper dig och din rollator  
att synas i mörkret. Art.  
nr. 91090



**Enhandsbroms**  
Möjliggör att styra  
bromsarna med en hand.  
Art. nr:10652



**HP-handtag**  
Underarmsstöd för svag  
sida & enhandsbroms  
till motsatt sida (ej till  
Rebel 57). Art. nr, vänster:  
22115, höger: 22116



**Droppställning**  
Art nr 92907



**Ryggband**  
Art. nr: 57 cm, 62cm, 67  
cm-modeller: 10621.  
  
Art. nr: 72cm modeller: 10655



**Sitsöverdrag**  
Sitsöverdrag som värmer  
under vintern och gör  
sitsen skönare. Art. nr.  
91093

Tekniska specifikationer

| Artikelnamn        | Art. nr. | Min. höjd | Max. höjd | Sitthöjd | Bredd | Bredd mellan handtagen | Hjulstorlek | Vikt    | Max brukarvikt |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------------------|-------------|---------|----------------|
| Rebel 57           | 22140    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 57 cm | 37 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.5 kg  | 140 kg         |
| Rebel 62           | 22240    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 62 cm | 42 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.6 kg  | 140 kg         |
| Rebel 67           | 22340    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 67 cm | 47 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.7 kg  | 140 kg         |
| Rebel 72           | 22440    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 72 cm | 52 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.9 kg  | 140 kg         |
| Rebel låg 57       | 22141    | 68 cm     | 86 cm     | 54 cm    | 57 cm | 37 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.2 kg  | 140 kg         |
| Rebel låg 62       | 22241    | 68 cm     | 86 cm     | 54 cm    | 62 cm | 42 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.4 kg  | 140 kg         |
| Rebel låg 67       | 22341    | 68 cm     | 86 cm     | 54 cm    | 67 cm | 47 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.5 kg  | 140 kg         |
| Rebel låg 72       | 22441    | 68 cm     | 86 cm     | 54 cm    | 72 cm | 52 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.7 kg  | 140 kg         |
| Rebel förstärkt 62 | 71221    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 62 cm | 42 cm                  | 20 x 4 cm   | 11.5 kg | 250 kg         |
| Rebel förstärkt 67 | 71321    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 67 cm | 47 cm                  | 20 x 4 cm   | 11.6 kg | 250 kg         |
| Rebel förstärkt 72 | 71421    | 75 cm     | 93 cm     | 62 cm    | 72 cm | 52 cm                  | 20 x 4 cm   | 11.8 kg | 250 kg         |
| Rebel hög 57 cm    | 22144    | 80 cm     | 98 cm     | 62 cm    | 57 cm | 37 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.5 kg  | 140 kg         |
| Rebel Hög 62 cm    | 22244    | 80 cm     | 98 cm     | 62 cm    | 62 cm | 42 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.6 kg  | 140 kg         |
| Rebel Hög 67 cm    | 22344    | 82 cm     | 100 cm    | 62 cm    | 67 cm | 47 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.7 kg  | 140 kg         |
| Rebel Hög 72 cm    | 22444    | 82 cm     | 100 cm    | 62 cm    | 72 cm | 52 cm                  | 20 x 4 cm   | 9.9 kg  | 140 kg         |