




## Utprovningsprotokoll

Basic Sling

Models 25045, 25054, 25070



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

- Förlängningsband
- 21180-10 (10cm/3.9")
  - 21180-15 (15cm/5.9")
  - 21180-20 (20cm/7.8")
  - 21180-25 (25cm/9.8")
  - 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximal användarvikt: 300kg/660lb

Model 25045 - Polyester Nät

Model 25070 - Polyester

Model 25054 - Soft Air Mesh

### Förflyttningsituation:




### Tillgängliga storlekar:


Indikera storleksbehov



### Benplacering:




### Upphängningsalternativ:



### Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small
- 21146 Benpolstring - Medium
- 21146 Benpolstring - Large
- 25102 Förstyvade benstöd - One Size
- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. **Ska inte användas i våta miljöer.**

### Armplacering:



### Patient Information:

Namn		
Enhet	Rum	Selens serienummer:
Lyft använd	Lyftbygel använd	

Basic Sling är en bekväm sele utan förstärkningar och handtag. Selen anpassar sig efter patienten och ger bra stöd för hela ryggen. Basic Sling kan användas i de flesta lyftsituationer, passar de flesta patienter och är ett bra val om det inte är fastställt vem som ska använda selen. Basic Sling erbjuds i polyesternät och Soft Air Mesh-tyg som tillåter fukt och värme att överföras effektivt från patienten. Detta gör att lyftselen kan lämnas bakom patienten under en kort tid efter att överföringen är klar. Polyester materialet är slitstarkt, lätt att applicera och underhålla.

### Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com