

Activity Sling utprovningsprotokoll

Brukarinformation:

Namn:

Rum:

Lokal:

Lyft:

Lyftbygel:

Selmodell:

Namn/Artikelnummer:

Material:

Storlek:



Upphängningsögla:



Grön ögla



Gul ögla

Förlängningsband överdel:

21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")

*Observera att nedan informationsruta om benplacering inte är relevant för vår Activity Sling. *Enbart 2-punktsupphängning samt enbart armplacering på utsidan av selen möjlig.



Överflyttnings Situation:



Till/frånsäng:



Till/frånstol



Till/från golv



Hygien

Armplacering:



Insida sele



Utsida sele

Benplacering:



Delad, avslappnad



Öppen (3-Punkt)



Korsad



Omlott

Upphängning:

2-Punkt



4-Punkt



3-Punkt



4-ESB



4-MSB



Tillbehör:



50866 Bygelpolstring för lyftbygel
Använd ej i våtutrymmen.

Kommentarer:

Utprovningsprotokoll utfört av:

Position/Titel:

Datum:

Användarvikt kg	Brukarlängd cm	Brukar rygghöjd* cm	Brukar höftbredd* cm	Rekommenderad storlek*	Färg
15-20	110-130	69-79	25-30	Junior Small (JS)	
20-35	120-150	75-80	29-32	Junior Medium (JM)	
35-50	130-160	81-91	31-36	Junior Large (JL)	
45-60	140-170	87-97	35-38	Small (S)	

* För att mäta klientens rygghöjd, mät från klientens coccyx till toppen av huvudet.

* För att mäta klientens höftbredd, låt klienten sitta ner och mäta i en rak linje (inte omkretsen).

* Dessa storlekar är enbart rekommendationer. En korrekt utprovning skall alltid utföras av kliniskt kunnig personal med hjälp av lyftselens användmanual. Observera att vissa lyftselar inte finns i alla storlekar. Du hittar ritningar på varje lyftsele i bruksanvisningen, levererad med produkten och tillgänglig på våra webbplatser.

Utprovningsprotokoll utfört av:

Namn:

Datum:

Position/Titel:



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte användarmanualen. Läs alla instruktioner innan användning.