

Multi Sling utprovningsprotokoll

Brukarinformation:

Namn:

Rum:

Lokal:

Lyft:


Lyftbygel:

Selmodell:

Namn/Artikelnummer:

Material:

Storlek:



Upphängningsögla:



Grön ögla

Gul ögla

Röd ögla

Förlängningsband överdel:

21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")

*Observera att nedan informationsruta om benplacering inte är relevant för Multi Sling. *Enbart armplacering på utsidan av selen möjlig.

*Enbart 2-punkts och 4-punktsupphängning möjlig.



Överflyttnings Situation:



Till/frånsäng:



Till/frånstol



Till/från golv



Hygien

Armplacering:



Innsida sele



Utsida sele

Benplacering:



Delad, avslappnad



Öppen (3-Punkt)



Korsad



Omlott

Upphängning:

2-Punkt



4-Punkt



3-Punkt



4-ESB



4-MSB



Tillbehör:



50866 Bygelpolstring för lyftbygel
Använd ej i våtutrymmen.




Kommentarer:

Utprovingsprotokoll utfört av:

Position/Titel:

Datum:

Storleksguide:

				
Användarvikt kg	Brukarlängd cm	Brukar midje- omkrets	Rekommenderad storlek*	Färg
30-60	140-170	60-91	Small (S)	
55-90	160-190	94-110	Medium (M)	
85-120	180-206	104-129	Large (L)	
110-200	180-210	129-145	Extra Large (XL)	

* Dessa storlekar är enbart rekommendationer. En korrekt utprovning skall alltid utföras av kliniskt kunnig personal med hjälp av lyftselsens användarmanual. Observera att vissa lyftselar inte finns i alla storlekar. Du hittar ritningar på varje lyftsela i bruksanvisningen, levererad med produkten och tillgänglig på våra webbplatser.

Utprovningsprotokoll utfört av:

Namn:

Datum:

Position/Titel:



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte användarmanualen. Läs alla instruktioner innan användning.