




Utprovingsprotokoll

Highback Plusline Sling
Model 25120



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:


Maximal användarvikt: 318kg/700lb

Model 25120 - Polyester/Polyester Net


Förflyttningssituation:



Benplacering:



Upphängningsalternativ:



Tillgängliga storlekar:

Indikera storleksbehov



Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small
- 21146 Benpolstring - Medium
- 21146 Benpolstring - Large
- 25102 Förstyvade benstöd - One Size
- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. **Ska inte användas i våta miljöer.**

Armplacering:



Patient Information:

Namn		
Enhet	Rum	Selens serienummer:
Lyft använd	Lyftbygel använd	

Highback Plusline Sling är en modell med hög rygg med förstärkta och delade bendelar. Den har en generös total bredd för att erbjuda en bekväm sittställning som är väl lämpad för tyngre patienter. Den lutande sittdelen erbjuder en balanserad viktfordelning och det kombinerade polyester/polyesternätet gör det lätt att applicera. Den har ett förstärkt huvudstöd som finns i en polyester/polyester-nätkombination som ger ett bra stöd i lyftsituationen..

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE Sverige (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com