




# Utprovningsprotokoll

Sit Sling  
Model 25030



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

**Kommentar från vårdgivare:**

Maximal användarvikt: 300kg/660lb

Model 25030 - Polyester

Förflutningssituation:

- Till/Från säng
- Till/Från stol
- Till/Från golv
- Dusch

Tillgängliga storlekar:

Indikera storleksbehov

- JM
- S
- M
- L
- XL

Benplacering:

- Separat kopplade benstöd
- Öppen 3-punkts kopplade benstöd
- Korsade benstöd
- Ömlott kopplade benstöd

Upphängningsalternativ:

- 2-Punkt
  - 4-Punkt
  - 3-Punkt
- Inte tillgänglig för denna sele**

Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small
- 21146 Benpolstring - Medium
- 21146 Benpolstring - Large
- 25102 Förstyvade benstöd - One Size
- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. **Ska inte användas i våta miljöer.**
- 25145-\* Midjebälte (Kardborreband)
 

*Junior Storlekar	*Vuxna storlekar
40B (40cm/15.7")	60 (60cm/23.6")
50B (50cm/19.7")	70 (70cm/27.6")
60B (60cm/23.6")	80 (80cm/31.5")
	90 (90cm/34.4")
	100 <sup>†</sup> (100cm/39.4")
	110 (110cm/43.3")
	120 (120cm/47.3")
	130 (130cm/51.2")
- 25146-\* Midjebälte (Spänne)
 

Storlek (eg. -60B)	
<input type="text"/>	<sup>†</sup> endast för Model #25146

Armplocering:

- Innuti sele
- Utanför sele

Patient Information:

Namn		
Enhet	Rum	Selens serienummer:
Lyft använd		Lyftbygel använd

Sit Sling är en axelhög modell med delade och förstärkta bendelar samt förstärkt rygg. Den är designad för att ge patienten extra stöd och är en bra lösning för de användare med nedsatt bålstabilitet. Då selen är i polyestermaterial och med förstyvad ryggplatta är den enkel att applicera och kan användas för de flesta lyftsituationer. Sit Sling ger en upprätt sittställning vilket gör den idealisk för korrekt positionering vid förflyttning till en stol. Sit-selen kan användas med eller utan midjebälte.

### Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE NEDERLAND**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com