




Utprovningsprotokoll

Bath Sling
Model 25035



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")


Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximal användarvikt: 300kg/660lb

Model 25035 - Polyester Net

Förflyttningssituation:




Tillgängliga storlekar:


Indikera storleksbehov



Benplacering:





Upphängningsalternativ:



Inte tillgänglig för denna sele

Nödvändiga tillbehör:



*Junior Storlekar
40B (40cm/15.7")
50B (50cm/19.7")
60B (60cm/23.6")

*Luxna storlekar
60 (60cm/23.6")
70 (70cm/27.6")
80 (80cm/31.5")
90 (90cm/34.4")
100 (100cm/39.4")
110 (110cm/43.3")
120 (120cm/47.2")
130 (130cm/51.2")
*endast för Model #25146

Storlek (eg. -60B)

Armplacering:



Patient Information:

Namn

Enhet Rum Selens serienummer:

Lyft använd Lyftbygel använd

Vår Bath sling kan användas i de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter men är också lämplig för våta miljöer. Tillverkad av polyesternättyg, torkar snabbt och kan lämnas bakom patienten under en kort tid efter att överflyttningen är klar, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för bad eller dusch. Det är ett mjukt, bekvämt material som även kan användas för rehabilitering i poolområden. Bath Sling skapar en upprätt sittställning och kan användas med eller utan midjebälte.

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com