




## Utprovningsprotokoll

Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft  
Model 25064, 25069

Model #25064 - Comfort Sling Soft



Maximal användarvikt: 300kg/660lb

Öglebokstav:

- Grön lyftögla  
 Gul lyftögla  
 Röd lyftögla

Förlängingsband

- 21180-10 [10cm/3.9"]  
 21180-15 [15cm/5.9"]  
 21180-20 [20cm/7.8"]  
 21180-25 [25cm/9.8"]  
 21180-35 [35cm/13.7"]

Öglebokstav:

- Grön lyftögla  
 Gul lyftögla  
 Röd lyftögla

Förlängingsband

- 21180-10 [10cm/3.9"]  
 21180-15 [15cm/5.9"]  
 21180-20 [20cm/7.8"]  
 21180-25 [25cm/9.8"]  
 21180-35 [35cm/13.7"]

Model 25064 - Soft Air Mesh

Model 25069 - Soft Air Mesh

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Förflyttningssituation:

- To/From a Bed  
 To/From a Chair  
 To/From the Floor  
 Dressing/Undressing

Tillgängliga storlekar:

Indikera storleksbehov

- JM  S  M  L  XL

Benplacering:

- Separat kopplade benstöd  
 Öppen 3-punkts kopplade benstöd  
 Korsade benstöd  
 Omlött kopplade benstöd

Upphängningsalternativ:

- 2-Punkt  
 4-Punkt  
 3-Punkt
- Inte tillgänglig för denna sele

Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small  
 21146 Benpolstring - Medium  
 21146 Benpolstring - Large  
  25102 Förstyvade benstöd - One Size  
  50866 Bygelpolstring för lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer.

Armplacering:

- Innuti sele  
 Utanföör sele

Patient Information:

Namn

Enhet

Rum

Selens serienummer:

Lyft använd

Lyftbygel använd

Våra Comfort Slings är designade för att ge patienten komfort och en känsla av säkerhet. De odelade benen fördelar patientens vikt jämnt för att minska trycket. Soft Air Mesh materialet är mycket skonsamt vid överflyttning och underlättar därför vid överflyttning bland annat för patienter med smärta. Materialet är också skonsamt för känslig hud. Lyftselen lämnas kvar under patienten i sittande. Comfort Slings finns i två modeller, en axelhöjd modell och en med extra huvudstöd.

### Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

**HUMAN CARE Sverige (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE NEDERLAND**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com