




# Utprovningsprotokoll

Full Body Sling  
Model 25005, 25010



Grön lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Grön lyftögla

Gul lyftögla

Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Grön lyftögla

Gul lyftögla

Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Grön lyftögla

Gul lyftögla

Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den äglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximal användarvikt: 300kg/661lb


Model 25005 - Polyester Nät

Model 25010 - Polyester


Förflyttningsituation:



Benplacering:



Upphängningsalternativ:




Tillgängliga storlekar:

Indikera nödvändig storlek




[Notera: Strik JM för model #25005 enbart, Strik XXL och XXXL för model #25010 enbart]

Nödvändiga tillbehör:



Armplacering:



Patient Information:

Namn: \_\_\_\_\_

Enhet: \_\_\_\_\_ Rum: \_\_\_\_\_ Selens serienummer: \_\_\_\_\_

Lyft använd: \_\_\_\_\_ Lyftbygel använd: \_\_\_\_\_

Full Body-selen är en bekväm sele utan förstärkningar, handtag eller stoppning. Den ger bra stöd för hela kroppen och kan användas för de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter. Den är utformad för att skapa en tillbakalutad sittställning vilket är extremt användbart om patienten har dålig bålstabilitet och en tendens att överbelasta sig själv (spastisk prestanda) eller är hypertensiv. Det tillbakalutade läget hindrar användaren från att glida ur selen och det förstärkta huvudstödet gör detta till en lämplig lyftsele för att lyfta patienter från golvet.

## Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

### HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com