



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.


Utprovningsprotokoll

Toileting Sling

Model 25080, 25085, 25090

Model #25080
Model #25085

Model #25090



Ögel-bokstav:

- ☐ Grön lyftögla
☐ Gul lyftögla
☐ Röd lyftögla

Förlängningsband

- ☐ 21180-10 (10cm/3.9")
☐ 21180-15 (15cm/5.9")
☐ 21180-20 (20cm/7.8")
☐ 21180-25 (25cm/9.8")
☐ 21180-35 (35cm/13.7")

Ögel-bokstav:

- ☐ Grön lyftögla
☐ Gul lyftögla
☐ Röd lyftögla

Förlängningsband

- ☐ 21180-10 (10cm/3.9")
☐ 21180-15 (15cm/5.9")
☐ 21180-20 (20cm/7.8")
☐ 21180-25 (25cm/9.8")
☐ 21180-35 (35cm/13.7")

Ögel-bokstav:

- ☐ Grön lyftögla
☐ Gul lyftögla
☐ Röd lyftögla

Förlängningsband

- ☐ 21180-10 (10cm/3.9")
☐ 21180-15 (15cm/5.9")
☐ 21180-20 (20cm/7.8")
☐ 21180-25 (25cm/9.8")
☐ 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximum användarvikt: 300kg/660lb



Model 25080 - Polyester



Model 25090 - Polyester Nät



Model 25085 - Polyester Nät

Förflyttningssituation:




Tillgängliga storlekar:


☐ Indikera storleksbehov

JM S M L XL


Benplacering:



Upphållningsalternativ:



Nödvändiga tillbehör:



- ☐ 21146 Benpolstring - Small
☐ 21146 Benpolstring - Medium
☐ 21146 Benpolstring - Large

- ☐ 25102 Förstyvade benstöd - One Size



- ☐ 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. **Ska inte användas i våta miljöer.**



- ☐ 25145-*
Midjebälte
[Kardborreband]

*Junior Storlekar
-40B (40cm/15.7")
-50B (50cm/19.7")
-60B (60cm/23.6")



- ☐ 25146-*
Midjebälte
[Spänne]

Storlek (eg. -60B)

*Vuxna storlekar
-60 (60cm/23.6")
-70 (70cm/27.6")
-80 (80cm/31.5")
-90 (90cm/34.4")
-100* (100cm/39.4")
-110 (110cm/43.3")
-120 (120cm/47.3")
-130 (130cm/51.2")
*endast för Model #25146

Armplacering:



Patient Information:

Namn

Enhet

Rum

Selens serienummer:

Lyft använd

Lyftbygel använd

Våra Toileting Slings har en stor benstödsöppning som möjliggör snabb och enkel applicering för av- och påklädning under toalettbesök eller bad. Dessa selar är lämpliga för patienter med dålig bålstabilitet och har vaddering under armarna för extra komfort och stöd. De finns i lågryggsmodell eller högryggsmodell med justerbart nackstöd för ökad huvudstabilitet och finns i Polyester eller Polyester Nät för lågryggsmodellen och Polyester Net för högryggsmodellen. Alla modeller kan användas med ett valfritt bälte för extra stöd.

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifyllt av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com