




## Utprovningsprotokoll

Amputee Sling  
Model 25040, 25140



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximum Användarvikt: 300kg / 660lb

Model 25040 - Polyester

Model 25140 - Polyester Nät

Förflyttningssituation:




Tillgängliga storlekar:


Indikera storleksbehov



Benplacering:



Upphängningsalternativ:



Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small
- 21146 Benpolstring - Medium
- 21146 Benpolstring - Large
- 25102 Förstyvade benstöd - One Size
- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. **Ska inte användas i våta miljöer.**
- 25145.\* Midjebälte (Kardborreband)  
\*Junior Storlekar: -40B [40cm/15.7"] -50B [50cm/19.7"] -60B [60cm/23.6"]  
\*Vuxna storlekar: -60 [60cm/23.6"] -70 [70cm/27.6"] -80 [80cm/31.5"] -90 [90cm/34.4"] -100\* [100cm/39.4"] -110 [110cm/43.3"] -120 [120cm/47.3"] -130 [130cm/51.2"]  
\*endast för Model #25146
- 25146.\* Midjebälte (Spänne)  
Storlek (eg. -60B)

Armplacering:



Patient Information:

Namn

Enhet  Rum  Selens serienummer:

Lyft använd  Lyftbygel använd

Amputee Sling är en axelhög modell med delade bendelar. Den har en förstärkt rygg och är lämplig för patienter med dubbelsidiga eller enkelbensamputationer samt patienter med höftproblem. På grund av den lätt lutande positionen är den även lämplig för patienter med ökad risk att glida ur selen. Användaren av denna sele måste ha god huvudkontroll. Amputee Sling finns i polyester- eller polyesternättyg och kan användas med ett valfritt bälte för ökad säkerhet.

### Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com