



Säker
Hjälpsam
Trygg



Vår Limb Sling är designad för att bekvämt hjälpa till att lyfta, stödja och positionera en klients kroppsdel som ben, armar, axlar eller höfter. Detta ger bättre tillgång till behandling, utförande av operation, ben-/venlindning, fotvård, sårvårdsbehandling, hygien och en mängd andra vårdrelaterade uppgifter.

Bekväm design

Det lättskötta materialet är skonsamt mot huden och kan fungera lika bra på både övre och nedre extremiteterna. Dess vadderade design är bekväm att använda och dess flexibilitet gör att den kan konturera efter den kroppsform och vinklar som behövs för sårvård.


Multifunktionell

Med en samarbetsvillig klient som har bra bålkontroll och uthållighet kan denna sele hjälpa till vid vändning, för att höja en axel för att komma åt huvudet eller för att höja höfterna för en lätt bäckenbrygga. Det rekommenderas att Limb Sling används med en taklyft eller golvlyft för att främja vårdgivarens säkerhet och för att undvika patientskador och/eller

hudfriktion. Selen kan även användas vid manuella förflyttningar exempelvis förflytta ben upp i säng, bakom axlar på brukare för att hjälpa hen att luta framåt.

Vårdgivares säkerhet

Vårdgivares säkerhet är en viktig fråga i anläggningar. Att använda Limb Sling minskar vårdgivarens fysiska belastning genom att minska deras böjnings- och lutningsrörelser eftersom den fungerar som en förlängning av armarna samtidigt som patientens kroppsdel förflyttas till rätt plats och höjd.



Accessoarer



Taklyftar
Kompatibel för användning med våra taklyftar Altair, Roomer S och HeliQ.



Golvyftar
Kompatibel för användning med de flesta mobila lyftar inklusive vår Diana II.

Lyftsituationer



Till och från sängen
Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Alternativt stöd
Lämplig som stöd för axlar, pannus och höfter för vårdrelaterade funktioner.




Använd för mobilisering


Vård och skötsel




Material
Polyester med lågfriktkoefficient och mjuk stoppning inuti för ökad komfort.



Skötsel
Skötselråd finns på lyftsens etikett. Använd en tvättpåse av sjukhusklass när du tvättar.



Tekniska specifikationer

Artikel-nummer	Storlek	A	B	C	
25700-M	M	122cm	17,5cm	33cm	

*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*