

PTS

Patientförflyttningssystem

- Gör det möjligt för en enda vårdgivare att förflytta en patient
- Möjliggör en säker förflyttning
- Skapar en positiv patientupplevelse.



Att flytta en patient kan vara utmanande och osäkert, särskilt när man arbetar med tyngre patienter. Våra H-250 och I-400 stolar kan utrustas med vårt unika patientförflyttningssystem (PTS).

Vårt patientförflyttningssystem fungerar med de flesta sängar och bårar och möjliggör att en ensam vårdgivare kan förflytta en patient från exempelvis säng till vår transportstol.



Product	Inkluderat i kit	Art.nr
PTS kit för H-250	2 stolsfästen, 5 förflyttningremmar, 2 sänginlägg, 1 madrasskydd (non-slip), 1 förflyttningstång, 5 clips till lakan, 5 plastpluggar och 2 sängklämmor.	b2004e
PTS kit för I-400 (sjukhus)	2 sängkonsoller, 1 förflyttningstång, 5 förflyttningremmar och 2 glidlakan.	b2011a
PTS kit för I-400 (Vårdhem)	2 sängkonsoller, 1 förflyttningstång, 5 förflyttningremmar, 1 madrasskydd (non-slip), 5 plastpluggar, 5 clips till lakan och 2 sängklämmor.	b2001c



Fördelarna med patientförflyttningssystemet (PTS)

- Gör jobbet enklare
- Reducerar risken för skador
- Erbjuder en säker patientförflyttning
- Hjälper till att förbättra vården av patienter
- Skapar en mer positiv patientupplevelse


1 Placera stolen i liggläge.



2 Fäst sänglakanet på överföringsstången



3 Förflytta patienten genom att vrida i handtaget



4 Positionera stolen i sittläge.

