




Utprovningsprotokoll

Positioning Sling
 Model NSB-401-ST, NSB-410-ST, NSB-451-U



Ögla A

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Ögla B

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Extension Loop Size:
 Strap A: _____

Strap B: _____

Strap C: _____

Strap D: _____

Ögla C

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Ögla D

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

- Gul ögla E

- Grön ögla F

Förlängningsband storlek:
 Ögla E (Huvud): _____

Ögla F (Kropp): _____


Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximal användarvikt: 454kg/1000lb

Maximal användarvikt: 318kg/700lb

- Model NSB-401-ST, NSB-410-ST, Ventilated Polyester
- Model NSB-451-U - Single Patient Use Polyester/Cotton




Förflyttningssituation:



Benplacering



Upphångningsalternativ:



Tillgängliga storlekar:



Indikera storleksbehov

Nödvändiga tillbehör:



Extension Loops

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Armplacering:



Patient Information:

Namn		
Enhet	Rum	Selens serienummer:
Lyft använd	Lyftbygel använd	

Positioning Sling är utformad för att hjälpa en vårdgivare att på ett säkert sätt utföra patienthantering under plötslig eller planerad positionering/ompositionering, vändning överflyttning. Denna sele erbjuds i en återanvändbar modell eller modell för engångsbruk. Den återanvändbara modellen kan placeras bakom patienten ungefär som ett lakan och kan ligga bakom patienten under korta perioder. Det unika materialet underlättar luftflöde och andningsförmåga och är skonsam för huden. Modellen i engångsmaterial erbjuder en säker användning med fokus på hög infektionskontroll. Alla lyftselar passar vanliga sjukhussängar.

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND
Els peterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com