

Ett enkelt sätt att höja möbler

Förhöjningsklossar används för att på ett enkelt sätt höja sängar, soffor och stolar.




Passar ben och sockel

Förhöjningsklossen används för att på ett enkelt sätt höja sitt- eller liggytan på sängar, soffor, stolar och bord. Passar både ben och sockel samt är byggbar vilket innebär flera möjliga höjdpositioner. Får staplas maximalt fyra stycken på varandra.

Produkten är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket (MDR).

Smala stolsben

Förhöjningsklossen kan kompletteras med ring 895-1 vid smala svarvade ben (mindre än 3,5 centimeter) för att få en heltäckt kloss.



Art. namn.	Art. nr.	Diameter	Yttermått	Höjd	Antal	Material	Färg
Förhöjningsklossar	895	8,5 cm	9 x 9 cm	3,5 cm	60	ABS-plast	Grå
Förhöjningsklossar Q4	895Q4	8,5 cm	9 x 9 cm	3,5 cm	4	ABS-plast	Grå
Ring till förhöjningskloss	895-1	7,1 cm	8 cm	2,6 cm	1	ABS-plast	Grå

Maximal belastning: 300 kg