



Fungerar med
alla standardsängar

Monteras utan
verktyg



Förflyttning i sängen

Den fristående lyftbågen underlättar för personer att sätta sig upp och röra sig i sängen. Den passar både för vårdinstitutioner samt i hemmiljö med sin vita och enkla design.



Ändra kroppsställning i sängen

Lyftbågen, även kallad dävert, används för att ändra och bibehålla kroppsställning i sängen. Kan också användas som hjälpmedel för att resa sig upp ur sängen.

Montering och justering

Lyftbågen är enkel att justera och kan monteras utan verktyg. Höjden på handtaget kan enkelt justeras för att passa brukaren. Handtaget har en triangelliknande form med rundade hörn för att göra det enkelt att hitta ett passande grepp.

Hem- och sjukhusmiljö

Lyftbågen placeras enkelt bakom sängen och kan enkelt flyttas på för att passa användarens eventuella förändrade behov. Passar både för användning i hemmiljö, vårdboende och sjukhus. Lyftbågen står stabilt och kan belastas med upp till 70 kg beroende på hylsplacering. Detta motsvarar en maximal patientvikt på ungefär 110 kg. Produkten är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket (MDR).



Funktioner



Handtag

Handtaget är reglerbart i höjd genom ändring av kedjelängden.



Justerbara ben


Längden på benen kan justeras för att passa under sängen.

Relaterade produkter



Förflyttninglakan

Underlättar förflyttning och minskar risk för arbetsskador.
Part no. 93316.




Förhöjningsklossar

Används för att enkelt höja sitt- eller liggytan på sängar, sänggavlar, stolar och bord.
Art. nr. 895

Tekniska specifikationer

Art. namn.	Art. nr.	Höjd	Vikt
Lyftbåge	896	177 cm	12 kg

Maxbelastning beroende på hylsplacering 70 kg.



*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

