

Alpha Sliding Mat


Icke-statisk
Låg friktion
Mjuk



PM-2015



PM-2010




PM-1010

Alpha Sliding Mat minskar friktionen vid förflyttning av brukare. Produkten är tunnslsydd och finns i flera storlekar och material. Alpha Sliding Mat i polyester/kolfiber eliminerar risk för statisk elektricitet under förflyttningen och ska avlägsnas när förflyttningen är klar. Produkten i bomullsmaterial används till brukare som behöver ligga kvar på produkten efter förflyttningen.

Alpha Sliding Mat är särskilt användbar för att underlätta förflyttningar i sängen, till bårar, rullstolar/stolar.

Produktspecifikation



PM-1210




PM-1420

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Alpha Sliding Mat	PM-1010	190 x 60 cm	PES / kolfiber, latexfri
Alpha Sliding Mat Medium	PM-1210	100 x 70 cm	PES / kolfiber, latexfri
Alpha Sliding Mat Cotton Medium	PM-1220	100 x 70 cm	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfri
Alpha Sliding Mat Large	PM-1215	110 x 75 cm	PES / kolfiber, latexfri
Alpha Sliding Mat Cotton	PM-1420	140 x 90 cm	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfri
Alpha Sliding Mat	PM-2010	50 x 60 cm	PES / kolfiber, latexfri
Alpha Sliding Mat Cotton	PM-2020	50 x 60 cm	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfri
Alpha Sliding Mat 2 pieces	PM-2015	25 x 60 cm	PES / kolfiber, latexfri

PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.