


# Alpha Bed Ladder

Enkel  
Ergonomisk  
Stödjande



Alpha Bed Ladder fungerar som ett stöd från liggande till sittande position i sängen och kan också användas som stöd när brukaren behöver luta sig framåt lite vid sittande position i sängen. Produkten fästs i fotändan av sängen och brukaren kan själv resa sig upp i små steg med hjälp av de åtta handtagen.

Alpha Bed Ladder kan också användas som stöd för brukaren när denne ska göra en överflyttning mellan rullstol och säng.

## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Bed Ladder	PM-6090	170 x 8 cm	Polyester	200kg



= 200 kg

  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.