


# Alpha Support Belt

Lätt att använda  
Hög brukarvikt



Alpha Support Belt är en av produkterna i vårt stora utbud av manuella förflytningsprodukter. Denna produkt används framför allt vid uppresning och överflyttning av brukare, och kan användas inom såväl hemsjukvården samt vårdinstitutioner. Produkten håller hög kvalitet och säkerhet, och ger en bekväm och ergonomisk upplevelse för såväl brukare som vårdgivare.

Alpha Support Belt har ett justerbart spänne samt en insida bestående av ett material med hög friktion som gör att produkten sitter stabilt på brukaren vid rörelse. Modellen som heter Soft har även en mjuk sammetsliknande insida.

## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Support Belt Extra Small	PM-6012	750 x 120 x 7 mm	Polyamid, latexfri	200 kg
Support Belt Soft Extra Small	PM-6012 Soft			
Support Belt Small	PM-6013	1010 x 120 x 7 mm	Polyamid, latexfri	200 kg
Support Belt Soft Small	PM-6013 Soft			
Support Belt Medium	PM-6014	1170 x 120 x 7 mm	Polyamid, latexfri	200 kg
Support Belt Soft Medium	PM-6014 Soft			
Support Belt Large	PM-6015	1480 x 120 x 7 mm	Polyamid, latexfri	200 kg
Support Belt Soft Large	PM-6015 Soft			
Support Belt Extra Large	PM-6016	1850 x 120 x 7 mm	Polyamid, latexfri	200 kg
Support Belt Soft Extra Large	PM-6016 Soft			
Looped Belt (tillbehör)	PM-3010			



**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige

Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.