


# Alpha Lifting Mat

Vikbar  
4/6 grepp  
Flexibel



Med Alpha Lifting Mat är det möjligt att flytta en brukare högre upp i säng, eller sidled, samt överflytta från en säng till en annan, eller till någon form av bår. Produkten kan också användas för att lyfta upp en person från golvet.

Alpha Lifting Mat har ett material med mycket låg friktion på undersidan, vilket gör att mattan glider mycket enkelt på olika material. Vidare kan de två långsidorna vikas inåt vilket underlättar applicering av produkten under brukaren samt ger en säkrare och tryggare förflyttning av brukaren. Fodralet på Alpha Lifting Mat kan enkelt tas bort för tvätt eller desinficering.



## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Lifting Mat med 4 grepp	PM-4012	110 x 53 cm	Polyamide, latexfri	200kg
Alpha Lifting Mat med 6 grepp	PM-4016	150 x 53 cm	Polyamide, latexfri	200kg



  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.