


Alpha Turning Disc

Hållbar
Lätt att vrida
Handtag



Alpha Turning Disc underlättar förflyttningar mellan säng och stol/rullstol för brukare som kan stå upp men behöver stöd i vridningsmomentet. Ytan mot brukare och golv har hög friktion och mellan glidskivorna är friktionen låg vilket medför att vridningsmomentet blir en jämn rörelse.

Vridplattan används med fördel tillsammans med Support Belt, FootStool, Stand-Up Support Magic och Legbelt

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Turning Disc	PM-5080	40 cm diameter	ABS-belagt plastmaterial, latexfri	200 kg




PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.