

Blue Motion Slide Soft


Mycket mjuk
Multifunktionell
Hållbar



Blue Motion Slide Soft är tunnelsydd och tillverkad av ett material med låg friktion för att sömlöst underlätta förflyttningar. Det mjuka materialet möjliggör en mycket tyst förflyttning som är behaglig för brukaren, speciellt när materialet är placerat nära huvudet.

För att kunna välja rätt storlek i förhållande till de tyngdpunkter på brukaren som önskas avlastas, finns Blue Motion Slide Soft många storlekar. Genom att välja rätt storlek säkerhetsställs att förflyttningen kan ske säkert, ergonomiskt och korrekt

Blue Motion Slide Soft är mycket enkel att applicera och att avlägsna från brukaren. Produkten har låg friktion på både in- och utsidan.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner (Längd x Bredd)	Material
Blue Motion Slide Soft, 2 pieces	BM-S-0330	30 x 30 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0635	60 x 35 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0560	60 x 50 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0702	70 x 200 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0713	70 x 130 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0770	70 x 70 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0790	70 x 90 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0907	90 x 70 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0910	90 x 100 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0911	90 x 110 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0913	90 x 130 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1170	110 x 70 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1190	110 x 90 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1370	130 x 70 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1390	130 x 90 cm	Polyamid, latexfri
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1970	195 x 70 cm	Polyamid, latexfri

PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.