

Flexible Sliding Board

Slät
Sidoflyttning
Flexibel



PM-5050 / PM-5020




PM-5030



Alpha Flexible Sliding Board har en mycket slät yta för att minimera friktionen vid överflyttning. På undersidan finns antihalkmaterial för att hålla glidbrädan på plats under förflyttningen. Produkten är lätt böjbar för att underlätta att applicera och ta bort produkten från brukaren.

Alfa Flexible Sliding Board kan användas vid förflyttningar mellan säng, rullstol, duschstol, toalett och bilsäte. Brukaren behöver ej ha förmåga att kunna stå på sina ben när produkten används utan kan självständigt eller med assistans utföra överflyttningen i sittande.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Alpha Flexible Sliding Board Small	PM-5020	58 x 32 cm	Polyeten, latexfri
Alpha Flexible Sliding Board Medium	PM-5050	74 x 32 cm	Polyeten, latexfri
Alpha Flexible Sliding Board with rounded corners	PM-5030	74 x 32 cm	Polyeten, latexfri

   = 200 kg


PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.