



Alpha Stand-up Support Magic & Standard

Alltid redo
att stödja



Med Alpha Stand-up Support kan du säkert stödja och vägleda brukaren vid uppresning, förflyttning och gång. Vårdbältet kan kombineras med andra hjälpmedel beroende på brukarens förmåga och specifik situation. Bältets stabila handtag är tillverkade i ett kraftigt material och ger en extra komfort och säkerhet. Modellen som heter Soft har även en mjuk sammetsliknande insida.

Alpha Looped Belt, PM-3010, kan användas som tillval. Det möjliggör en säker förflyttning för brukare som sitter i mycket smala stolar/rullstolar där det flexibla stödet från Stand-up Support Magic inte kan appliceras på brukaren bakifrån.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Stand-up Standard / Alpha Stand-up Standard Soft	PM-3012 / PM-3012 Soft	60 x 20 cm	Polyamide, latexfri	200 kg
Alpha Stand-up Magic / Alpha Stand-up Magic Soft	PM-3015 / PM-3015 Soft	60 x 20 cm	Polyamide, latexfri	200 kg



PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.