

# Alpha Transfer Aid Merlin & Alpha Support Belt Merlin



## Alpha Transfer Aid Merlin

Alpha Transfer Air Merlin är ett enkelt och säkert hjälpmedel för att hjälpa brukare med begränsad rörlighet att stå upp och att förflytta sig. Produkten är lätt att hantera, energibesparande och ergonomiskt utformad. Vidare ger möjlighet för brukaren att själv hjälpa till beroende på dennes förmåga och styrka.

Den robusta designen i kombination med de smidigt rullande hjulen möjliggör en särskilt säker och enkel hantering av produkten. Användningen av högkvalitativt, rostfritt stål ger en maximal stabilitet och produkten kan användas i extremt fuktiga miljöer; till exempel in och ut ur dusch.



## Alpha Support Belt Merlin

Alpha Support Belt Merlin är en kompletterande bälte som ger extra stöd för de brukare som behöver det. Det hjälper vårdgivaren att kontrollera rörelsen mycket effektivt och ger en säkrare förflyttning av tunga personer och /eller brukare med balanssvårigheter. Bältet är utrustat med ett flertal handtag för att passa olika situationer och personer.

  
PETERMANN  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige

Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.

## Produktspecifikation Alpha Transfer Aid Merlin

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Transfer Aid Merlin	PMM-1100.2	53 x 81 x 117 cm	Rostfritt stål	200 kg



## Produktspecifikation Alpha Support Belt Merlin

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Support Belt Merlin	PM-6160	70 x 160 cm	Polyamide, latexfri	200 kg

