



# Alpha Stand-up Aid Pegasus

Manuell  
Kompakt  
Lätt



Alpha Stand-up Aid Pegasus används för att stödja en person efter ett fall för att assistera dem från en liggande position till en bekväm sittställning. Beroende på brukarens förmåga kan detta utföras av dem själva eller med hjälp av en vårdgivare. Alpha Stand-Up Aid är mycket kompakt, säker och lätt att hantera.

Produkten kan smidigt förvaras i brukarens hem eller på en vårdavdelning och användas omedelbart när behovet uppstår. Alpha Stand Up Aid Pegasus kommer så lågt som 8 cm från marken i markposition och höjs sedan till en sittställning på 42 cm för vidare förflyttning till exempelvis en rullstol.

## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Stand-up Aid Pegasus	PM-4222	Stående 36 x 64 cm inklusive rygg 50 cm	Drivmekanism: Rostfritt specialstål och fjäderstål Sits: Polypropylen Ryggstöd: Polypropylen Handtag: Rostfritt specialstål 1.4301 Handtagsslåda: Vit plast Ram: Rostfritt specialstål 1.4301	135 kg



  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.