


Evacuation Sheet

Brandsäker
Räddningssituation
Låg friktion





Evacuation Sheet används i sängar, under madrassen, för brukare som är permanent sängliggande och kommer vara svåra att evakuera vid en nödsituation. Vid en sådan situation används spännbanden för att säkra brukaren till madrassen och genom att hålla i de stora handtag i de övre eller nedre ändarna och i mitten av de båda sidorna dras madrassen ut ur sängen över golvet till en säker zon.

I en räddningssituation kan produkten mycket enkelt och säkert dras över golv, kakel, mattor, nerför trappor och ut ur det farliga området av en enda person. Godkänd enligt DIN 1865, Patienthanteringsutrustning för räddningstjänster / ambulanser.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Evacuation Sheet	PM-EVA-7053-H	80 x 200 cm	PVC-belagd polyesterväv, med ventilationsöppningar, latexfri	200 kg

   = 200 kg




PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.