


Alpha Stand-up Aid Quick

Universell
Stödjande
Flera
applikationer



Alpha Stand-up Aid Quick är ett hjälpmedel med flera användningsområden. Produkten underlättar vid förflyttning i säng, i rullstol och från säng till rullstol. Alpha Stand-up Aid Quick är utformad med 4 ergonomiskt utformade handtag på vardera sida.

Produkten placeras under brukarens lår eller bakom ryggen beroende på vilken förflyttning som ska ske. Alpha Stand-Up Aid Quick kan också användas i kombination med våra glidskivor.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Stand-up Aid Quick	PM-6080	145 x 11 cm	Polyester	200 kg




PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.