


# Alpha Turning Sheet & Alpha Fitted Sheet

För tunga,  
smärtekänsliga  
brukare med  
särskilda behov



Alpha Turning Sheet och Alpha Fitted Sheet är en kombination som används för positionering av brukare i säng. Produkten är utvecklad för smärtekänsliga och/eller tyngre brukare och underlättar för vårdgivare att förflytta brukaren i sängen. Produkten underlättar också för svaga, tunga eller smärtekänsliga brukare att mer självständigt kunna ändra position i sängen.

Det undre lakanet Alpha Fitted Sheet, som placeras underst i sängen, har en yta i mitten, under brukarens tyngdpunkter, med ett lågfriktionsmaterial. Alpha Turning Sheet har en liknande yta under och tillsammans skapar dessa ytor en mycket bra glidyta. Alpha Turning Sheet har också spännband för att säkra fast lakanet i sängen för att undvika olyckor.



## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Fitted Sheet	PM-1584	90 x 200 cm	Bomull, latexfri	200 kg
Alpha Turning Sheet	PM-1582	140 x 200 cm	Bomull, naturlig förtjockning, latexfri	200 kg



**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.