


Alpha Soft Turning Disc



Alpha Soft Turning Disc är ett enkelt hjälpmedel tillverkad i luftig bomull. Produkten underlättar avsevärt vridningsrörelser för brukare som sitter på en stol. Produkten kan användas av brukaren själv eller med hjälp av vårdgivare. .

Vid användning i säng placeras Alpha Soft Turning Disc centralt i sängen, ca 25 cm från sängkanten. Med hjälp av vridskivan kommer brukaren i en optimal liggande position i sängen. Har sängen en höj- och sänkningsfunktion underlättas förflyttningen om denna funktion på sängen används.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Soft Turning Disc	PM-5070	46 cm diameter	Cotton/latexfri	200 kg



PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.