


Sliding Board

Slät
Sidoförflyttning
Flexibel



PM-5024 / PM-5025



BM-5000



Blue Motion Sliding Board har en mycket slät yta för att minimera friktionen vid överflyttning. På undersidan finns antihalkmaterial för att hålla glidbrädan på plats under förflyttningen. Produkten är lätt böjbar för att underlätta att applicera och ta bort produkten.

Blue Motion Sliding Board kan användas vid förflyttningar mellan säng, rullstol, duschstol, toalett och bilsäte. Brukaren behöver ej ha förmåga att kunna stå på sina ben när produkten används utan kan självständigt eller med assistans utföra överflyttningen i sittande.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Blue Motion Sliding Board	BM-5000	74 x 24 cm	Polyeten
Alpha Sliding Board	PM-5024	45 x 20 cm	Polyethylene
Alpha Sliding Board	PM-5025	60 x 25 cm	Polyethylene

   = 200 kg


PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.