

Alpha Chair Sliding Mats

Envägsglid
Lättanvänd
Bekväm




Alpha Chair Sliding Mat med fixeringsöglor, öppen modell / PM-2076



Alpha Chair Sliding Mat med fyra handtag, öppen modell / PM-2078



Alpha Chair Sliding Mat, rörformig modell / PM-2070





Alpha Chair Sliding Mat är ett säkert och enkelt hjälpmedel för brukare som har glidit framåt i stolen/rullstolen och har svårt att ta sig tillbaka till önskad sittställning. Med hjälp av produkten är det enklare för brukare, med eller utan vårdgivare, att komma tillbaka till en stabil sittställning.

Alpha Chair Sliding Mat glider bara i en riktning och placeras mellan brukaren och stolsätet och förblir i stolen under användning. Den sydda pilen anger rörelseriktningen för placeringen

Produkten har friktionsreducerande material mellan envägsglidmaterialet för att underlätta microrörelser i sidled.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Chair Sliding Mat	PM-2070	50 x 45 cm	Bomull / naturligt överdragsmaterial, latexfri	200 kg
Chair Sliding Mat with fixation loops	PM-2076	130" x 45" cm	Bomull / naturligt överdragsmaterial, latexfri	200 kg
Chair Sliding Mat with 4 hand grips	PM-2078	135 x 43 cm	Bomull / naturligt överdragsmaterial, latexfri	200 kg



PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.