


Huvudstöd
Icke-statisk
Grepbar



Alpha Caremaster glidmatta används för förflyttning av brukare i sittande och liggande positioner och för att vända brukare i sängen. Produkten underlättar förflyttning genom att ge ett säkert stöd och igångsättande av rörelsen i förflyttningen utan att behöva röra vid brukaren i ett smärtekänsligt område.

Glidmattan har en mjuk fyllning för att möjliggöra bekväm förflyttning och det integrerade huvudstödet ger möjlighet till en mjuk förflyttning. De tre extra förstärkta handtagen underlättar också förflyttningen av tunga brukare.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Caremaster Medium	PM-2095	60 x 175 cm	PES/kolfiber, latexfri	200 kg
Alpha Caremaster Extra Large	PM-2097	70 x 185 cm	PES/kolfiber, latexfri	200 kg
Alpha Caremaster Extra Extra Large	PM-2094	220 x 80 cm	PES/kolfiber, latexfri	200 kg



= 200 kg

PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.