


# Alpha Transfer System 400

Hög brukarvikt  
Säkra lyft



Alpha Transfer System 400 är ett lyftlakan för brukare med en vikt upp till 400 kg. Produkten är utrustad med 12 handtag, fyra på långsidan och två på kortsidan. Handtagen är sammansatta med motsvarande handtag på andra sidan vilket ger en mycket stabil produkt.

Produkten kan med fördel kombineras med Only U engångsglid folie för att minska friktion vid överflyttning, och enkelt förflytta brukaren till och från lyftlakanet.


## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Transfer System 400	PM-1501	115 x 220 cm	PES med PVC	400 kg



  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.