


Alpha X-Ray Cassette Placer

Alpha X-Ray Protection Foil

Säker
Enkel desinficering
Skonsam



Alpha X-Ray Cassette Placers är det perfekta hjälpmedlet för säker och skonsam införsel av röntgenkassetter under patienter.

Den innovativa principen för den roterande röntgenkassetthållaren, som enkelt placeras under patienten, är att senare skjuta in röntgenkassetten i hållaren, vilket ger en enklare hantering för röntgenpersonal samt behagligare upplevelse för patienten.

För att uppfylla de strikta hygienkraven kan X-Ray Cassette Placer enkelt desinficeras. Vi erbjuder också engångsskyddsfolie för röntgenkassetten för att underlätta ett säkert och effektivt arbetsflöde.

Produktspecifikation Alpha X-Ray Cassette Placer

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha X-Ray Cassette Placer	PMF-8260	41 x 53,5 cm	Polyamid, latexfri	200 kg
Alpha X-Ray Cassette Placer XL	PMF-8360	47 x 53,5 cm	Polyamid, latexfri	200 kg

    = 200 kg

Produktspecifikation Alpha X-Ray Protection Foil

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Alpha X-Ray Protection Foil	PMF-8261	45 x 80 cm	LDPE
Alpha X-Ray Protection Foil XL	PMF-8361	51 x 80 cm	LDPE

100 delar/rulle


PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.