

Alpha X-Ray Mat

Bekväm
Röntgenkompatibel
Handtag



Alpha-X-Ray Mat har utformats specifikt som röntgenbordsmatta för positionering av brukare på röntgenbordet. Den behagliga ytan och stoppningen ger brukare ett bekvämt stöd under röntgen.

Handtagen på sidan av mattan gör det möjligt för en eller flera av vårdpersonal att justera brukarens position på ett ergonomiskt korrekt sätt. Materialet i Alpha X-Ray Mat är helt transparent för röntgen (radiolucet).

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Alpha X-Ray Mat	PMF-8200	60 x 190 cm	PVC/PES, latexfri
Alpha X-Ray Mat Wide	PMF-8220	85 x 190	PVC/PES, latexfri

    = 200 kg


PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.