




# OnlyU Disposable Sliding Foil

## OnlyU Wall Mount & Rack



PM-060.10-100



PMF-060.10



PMF-0200

OnlyU Disposable Sliding Folie är ett tunnelformat ark som är hudkompatibelt, rivbeständigt, latexfritt, biokompatibelt och livsmedelssäkert.

Denna produkt används på kliniker och sjukhus vid positionering och förflyttning av brukare. Användningen av OnlyU Disposable Sliding Foil underlättar att hålla en snabb och säker hygienisk nivå vid överflyttningar. Glidfolien kan avdelas i valfri längd och användas precis som en tunnelydd glidmatta.

För att underlätta förvaring och hantering av OnlyU Disposable Sliding Foil finns ett väggfäste - OnlyU Wall Mount & Rack som kan monteras och ställas på bord eller väggmonteras.

### Produktspecifikation

| Produktnamn                                    | Art. nr.      | Dimensioner     | Material                  | Max brukarvikt |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| OnlyU Disposable Sliding Foil                  | PM-060.10-100 | 0,6 x 100 m     | Polyeten (LDPE), latexfri | 200 kg         |
| OnlyU Disposable Sliding Foil<br>inkl. kartong | PM-060.65-100 | 0,6 x 100 m     | Polyeten (LDPE), latexfri | 200 kg         |
| OnlyU Disposable Sliding Foil                  | PM-070.10-100 | 0,7 x 100 m     | Polyeten (LDPE), latexfri | 200 kg         |
| Wall Rack för Sliding Foil                     | PMF-0200      | 46 x 70 x 18 cm | Rostfritt stål            |                |
| OnlyU Wall mount för bredd:<br>60 cm           | PM-060.10     |                 |                           |                |
| OnlyU Wall mount för bredd:<br>70 cm           | PM-060.30     |                 |                           |                |

**PETERMANN**  
part of the Human Care Group  
Human Care AB är distributör för  
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.